


Malla Quirúrgica de Titanio **MESH**™



La Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ fue diseñada como una estructura de apoyo para utilizarse en una variedad de indicaciones quirúrgicas. El entramado/malla abierto de titanio asegura una carga axial adecuada y permite el contacto máximo hueso con hueso.

La Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™

está diseñada para proporcionar la carga axial adecuada que permite un contacto máximo hueso con hueso.

La Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ se ha utilizado ampliamente en cirugía de columna vertebral tanto para la artrodesis de intercuerpos intradiscal, así como en situaciones por fractura y resecciones de tumor/neoplasia. Tiene una historia clínica de nueve años.

Las adiciones recientes a la serie de la Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ incluyen una nueva gama de diámetros de la malla, así como alturas precortadas y un implante en forma trapezoidal, específicamente, para los procedimientos PLIF.



Malla Quirúrgica de Titanio **MESH**™

Índice

Implantes

Implantes con Malla Intervertebrales – ALIF	3
Implantes con Malla Intervertebrales – TLIF/PLIF	5
Implantes con Malla para Corpectomía	6

Accesorios

Accesorios de la Malla	11
Capacetes, Anillos Estándar, Anillos Angulares y Placas Terminales	11

Instrumentación

Instrumentación de Envío para la Malla Básica	12
Destornillador Hexagonal, Recto y Angular	
Sujetadores de Malla y Recortador de Malla Estándar	12
Recortador de Malla Pequeño e Impactadores de Malla Angular Ascendente, Angular Lateral y de Dos Paredes	13
Impactadores de Malla Rectos, Mini y de Dos MiniParedes	14
Instrumentos Especializados	14
Instrumentos de Malla PLIFT Trapezoidal	15

Cajas y Bandejas

Bandejas de Maya y Cartuchos Caddy	16
Bandejas de Malla para Corpectomía	21



Malla Quirúrgica de Titanio **MESH™**

Catálogo del Producto

La Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ se ha utilizado clínicamente por más de nueve años¹. El diseño se basa en las fibras orientadas de manera diagonal de la fibrosis anular y puede verse como fibrosis anular de titanio. El modelo rómbico de la malla proporciona una estructura abierta, la cual facilita la oportunidad máxima para la incorporación ósea del injerto, y está diseñada para resistir altas cargas axiales. Los semirombos en cada extremo de la malla facilitan la fijación a las placas terminales vertebrales permitiéndole a la Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ establecerse en las placas terminales. Esto ofrece dos resultados beneficiosos:

- El injerto óseo interno se colocará bajo una cargador compresión y por lo tanto, favorecerá la colocación de una base para la artrodesis sólida.
- El ajuste superficial de la Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™ ayudará a resistir la migración del implante después de la implantación.

Ventajas

- Versátil – Puede utilizarse como un dispositivo para artrodesis de intercuerpos intradiscal o para corpectomía a través de la selección apropiada de la longitud y diámetro. Entonces puede modificarse para ajustarse a la anatomía específica del paciente para lograr una adaptación perfecta. La Malla Quirúrgica de Titanio Malla™ también puede utilizarse en numerosos tratamientos y vías de acceso de la columna vertebral, ejemplo PLIF, TLIF y ALIF.
- Diseños de distribución de carga – Las paredes de la malla son de 1.0 mm de grosor (a menos que se declare lo contrario), permitiéndole al cirujano adaptar o recortar la Malla Quirúrgica de Titanio Mesh™, pero aún así facilita la distribución de carga, asegurando que el injerto óseo no está revestido de esfuerzo/tensión.
- Sencillos – La amplia gama de formas y tamaños diferentes de la malla requiere los mismos, sencillos y fáciles de usar instrumentos para facilitar un implante de la malla seguro y efectivo.
- Comprobado – La extensa historia clínica de nueve años¹, proporciona confianza que el dispositivo permitirá realizar la artrodesis y ofrece la mejor oportunidad para obtener un resultado exitoso.

Implantes

Implantes con Malla Intervertebral – ALIF



Malla Oblonga de 12 x 15 mm


Catálogo No.	Descripción
1762-12-008	Malla 12 x 15 mm Oblonga 8 mm Altura
1762-12-009	Malla 12 x 15 mm Oblonga 9 mm Altura
1762-12-010	Malla 12 x 15 mm Oblonga 10 mm Altura
1762-12-011	Malla 12 x 15 mm Oblonga 11 mm Altura
1762-12-012	Malla 12 x 15 mm Oblonga 12 mm Altura
1762-12-013	Malla 12 x 15 mm Oblonga 13 mm Altura
1762-12-014	Malla 12 x 15 mm Oblonga 14 mm Altura
1762-12-017	Malla 12 x 15 mm Oblonga 17 mm Altura



Malla Oblonga de 13 x 17 mm

Catálogo No.	Descripción
1762-13-008	Malla 13 x 17 mm Oblonga 8 mm Altura
1762-13-009	Malla 13 x 17 mm Oblonga 9 mm Altura
1762-13-010	Malla 13 x 17 mm Oblonga 10 mm Altura
1762-13-011	Malla 13 x 17 mm Oblonga 11 mm Altura
1762-13-012	Malla 13 x 17 mm Oblonga 12 mm Altura
1762-13-013	Malla 13 x 17 mm Oblonga 13 mm Altura
1762-13-014	Malla 13 x 17 mm Oblonga 14 mm Altura
1762-13-015	Malla 13 x 17 mm Oblonga 15 mm Altura
1762-13-020	Malla 13 x 17 mm Oblonga 20 mm Altura

Malla Ovalada de 17 x 22 mm



Malla Ovalada de 17 x 22 mm

Catálogo No.	Descripción
1761-17-010	Malla 17 x 22 mm Ovalada 10 mm Altura
1761-17-015	Malla 17 x 22 mm Ovalada 15 mm Altura

Malla Ovalada de 22 x 28 mm



Malla Ovalada de 22 x 28 mm

Catálogo No.	Descripción
1761-22-015	Malla 22 x 28 mm Ovalada 15 mm Altura

Malla Ovalada Trapezoide de 23x 27 mm



Catálogo No.	Descripción
1763-23-010	Malla 23x27 mm Ovalada/Trapezoide 10 x 15 mm Altura*
1763-23-013	Malla 23 x 27 mm Ovalada/Trapezoide 13 x 18 mm Altura*

*Nota: 1.5 mm de grosor

Implantes Malla Intervertebral -TLIF/PLIF



Malla Redonda de 10mm

Catálogo No.	Descripción
1760-10-010	Malla 10 mm Redonda 10 mm Altura
1760-10-015	Malla 10 mm Redonda 15 mm Altura

Malla Redonda de 12 mm




Catálogo No.	Descripción
1760-12-006	Malla 12 mm Redonda 6 mm Altura
1760-12-007	Malla 12 mm Redonda 7 mm Altura
1760-12-008	Malla 12 mm Redonda 8 mm Altura
1760-12-009	Malla 12 mm Redonda 9 mm Altura
1760-12-010	Malla 12 mm Redonda 10 mm Altura
1760-12-011	Malla 12 mm Redonda 11 mm Altura
1760-12-012	Malla 12 mm Redonda 12 mm Altura
1760-12-016	Malla 12 mm Redonda 16 mm Altura

Malla Redonda



Catálogo No.	Descripción
1760-14-008	Malla 14 mm Redonda 8 mm Altura
1760-14-009	Malla 14 mm Redonda 9 mm Altura
1760-14-010	Malla 14 mm Redonda 10 mm Altura
1760-14-011	Malla 14 mm Redonda 11 mm Altura
1760-14-012	Malla 14 mm Redonda 12 mm Altura
1760-14-013	Malla 14 mm Redonda 13 mm Altura
1760-14-014	Malla 14 mm Redonda 14 mm Altura
1760-14-017	Malla 14 mm Redonda 17 mm Altura

Malla Redonda de 16 mm




Catálogo No.	Descripción
1760-16-010	Malla 16 mm Redonda 10 mm Altura
1760-16-015	Malla 16 mm Redonda 15 mm Altura

Implantes de Malla para Corpectomía



Malla Redonda de 10 mm

Catálogo No.	Descripción
1760-10-030	Malla 10 mm Redonda 30 mm Altura
1760-10-050	Malla 10 mm Redonda 50 mm Altura



Malla Redonda de 12 mm


Catálogo No.	Descripción
1760-12-030	Malla 12 mm Redonda 30 mm Altura
1760-12-050	Malla 12 mm Redonda 50 mm Altura
1760-12-090	Malla 12 mm Redonda 90 mm Altura

Malla Redonda de 14 mm

Catálogo No.	Descripción
1760-14-030	Malla 14 mm Redonda 30 mm Altura
1760-14-050	Malla 14 mm Redonda 50 mm Altura
1760-14-090	Malla 14 mm Redonda 90 mm Altura
1760-62-000	Malla 14 mm Redonda 130 mm Altura Curvada


Malla Redonda de 16 mm

Catálogo No.	Descripción
1760-16-050	Malla 16 mm Redonda 50 mm Altura
1760-16-070	Malla 16 mm Redonda 70 mm Altura
1760-16-090	Malla 16 mm Redonda 90 mm Altura
1760-16-150	Malla 16 mm Redonda 150 mm Altura



Malla Ovalada de 17 x 22 mm

Catálogo No.	Descripción
1741-48-000	Malla 17 x 22 mm Oval 50 mm Altura*
1741-49-000	Malla 17 x 22 mm Oval 70 mm Altura*
1741-50-000	Malla 17 x 22 mm Oval 90 mm Altura*
1761-17-150	Malla 17 x 22 mm Oval 150 mm Altura*



Malla Ovalada de 22 x 28 mm

Catálogo No.	Descripción
1741-51-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 50 mm Altura*
1741-52-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 70 mm Altura*
1741-53-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 90 mm Altura*
1761-22-150	Malla 22 x 28 mm Ovalada 150 mm Altura*

*Nota: Incluye anillos y tornillos

Malla Ovalada de 26 x 33 mm



Catálogo No.	Descripción
1741-54-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 50 mm Altura
1741-55-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 70 mm Altura
1741-56-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 90 mm Altura

Accesorios

Accesorios de la Malla



Capacetes

Catálogo No.	Descripción
1768-04-010	Capacete de Titanio 10 mm Redondo
1768-04-012	Capacete de Titanio 12 mm Redondo
1768-04-014	Capacete de Titanio 14 mm Redondo
1768-04-016	Capacete de Titanio 16 mm Redondo
1768-04-112	Capacete de Titanio 12 x 15 mm Oblongo*
1768-04-113	Capacete de Titanio 13 x 17 mm Oblongo*
1768-04-217	Capacete de Titanio 17 x 22 mm Ovalado
1768-04-222	Capacete de Titanio 22 x 28 mm Ovalado
1768-04-226	Capacete de Titanio 26 x 33 mm Ovalado
1768-04-223	Capacete de Titanio 23 x 27 mm Ovalado/Trapezoide

Anillos Estándar

Catálogo No.	Descripción
1741-73-000	Anillo de Titanio Estándar 17 x 22 mm Ovalado
1741-74-000	Anillo de Titanio Estándar 22 x 28 mm Ovalado
1741-75-000	Anillo de Titanio Estándar 26 x 33 mm Ovalado

Anillos Angulares

Catálogo No.	Descripción
1741-70-000	Anillo Titanio Angular 17 x 22 mm Oval
1741-71-000	Anillo Titanio Angular 22 x 28 mm Oval
1741-72-000	Anillo Titanio Angular 26 x 33 mm Oval

Placas Terminales

Catálogo No.	Descripción
1741-65-000	Placas Terminales 17 x 22 mm
1741-66-000	Placas Terminales 22 x 28 mm
1741-67-000	Placas Terminales 26 x 33 mm

*Nota: Los capacetes oblongos solo funcionan con la malla No. de serie 1762, no funciona con la malla No. de serie 1743 o 1741

Instrumentación

Instrumentos de Envío para la Malla Básica

Destornillador Hexagonal

Catálogo No.	Descripción
2741-41-000	Destornillador Hexagonal



Sujetador de Malla Recto

Catálogo No.	Descripción
2741-78-000	Sujetador de Malla – Recto



Catálogo No.	Descripción
2741-79-000	Sujetador de Malla – Angular



Recortador de Malla Estándar

Catálogo No.	Descripción
2741-40-000	Recortador de Malla – Estándar



Recortador de Malla Pequeño

Catálogo No.	Descripción
2741-80-000	Recortador de Malla – Pequeño



Impactador de Malla Angular Ascendente

Catálogo No.	Descripción
2741-81-000	Impactador de Malla – Angular Ascendente



Impactador de Malla Angular Lateral

Catálogo No.	Descripción
2741-82-000	Impactador de Malla – Angular Lateral



Impactador de Malla de Dos Paredes

Catálogo No.	Descripción
2741-83-000	Impactador de Malla – Dos Paredes



Impactador de Malla Recto

Catálogo No.	Descripción
2741-84-000	Impactador de Malla – Recto



Impactador de Malla - Mini Recto

Catálogo No.	Descripción
2741-85-000	Impactador de Malla - Mini Recto



Impactador de Malla – De Dos Mini Paredes

Catálogo No.	Descripción
2741-86-000	Impactador de Malla – Dos Mini Paredes



Instrumentos Especializados

Un gama de instrumentos diseñados para facilitar la introducción de la malla puede encontrarse en los catálogos de Instrumentos de Keystone™

- Keystone™ Folleto de Ventas (Cat. No. 0604-12-050)
- Keystone™ Catálogo del Producto (Cat. No. 0604-11-050)
- Técnica Quirúrgica de la Cervical Anterior (Cat. No. 0604-09-050)

**Instrumentos Malla
PLIF Trapezoidal**

Una nueva gama de implantes de malla se ha introducido, especialmente diseñada para procedimientos PLIF. Los implantes cuentan con su propio juego de instrumentos designado. Dos técnicas quirúrgicas se han desarrollado. Para información adicional, por favor consulte los dos folletos sobre la Malla PLIF Trapezoidal a continuación:

- PLIF with Central Laminectomy, por el Profesor Chung. (Cat.No.9067-75-000)
- PLIF with Recapping Laminoplasty, por el Profesor Nishijima. (Cat.No.9067-80-000)

Cajas y Bandejas

Bandejas de Malla y Cart. Caddy
(Incluyen códigos del implante correspondientes por cada caja)

Cajas


- La caja pequeña adapta 2 Bandejas Sencillas o 1 Bandeja Doble
- La caja grande adapta 4 Bandejas Sencillas, 2 Bandejas dobles o 2 Bandejas Sencillas y 1 Bandeja Doble

Catálogo No.	Descripción
2763-01-100	Caja Implante Malla - Pequeña
2763-01-200	Caja Implante Malla - Grande



Bandejas Sencillas

Catálogo No.	Descripción
2763-03-010	Bandeja Sencilla Malla Corta Ovalada
2763-03-020	Bandeja Sencilla Ovalada - Accesorios
2763-03-030	Bandeja Sencilla Malla Capacetes Redondos/Ovalados
2763-03-040	Bandeja Sencilla Malla Instrumentos Capacete
2763-04-012	Bandeja Sencilla Malla 12 mm Redonda Precortes y Capacetes
2763-04-014	Bandeja Sencilla Malla 14 mm Redonda Precortes y Capacetes
2763-04-112	Bandeja Sencilla Malla 12 x 15 mm Oblonga Precortes y Capacetes
2763-04-113	Bandeja Sencilla Malla 13 x 17 mm Oblonga Precortes y Capacetes



Bandejas Dobles

Catálogo No.	Descripción
2763-02-010	Doble Bandeja Malla Corta Redonda/Oblonga
2763-02-020	Doble Bandeja Malla Alta Redonda
2763-02-030	Doble Bandeja Malla Alta Ovalada



Bandeja Sencilla Malla Corta Ovalada

Catálogo No.	Descripción
1761-17-010	Malla 17 x 22 mm Ovalada 10 mm Altura
1761-17-015	Malla 17 x 22 mm Ovalada 15 mm Altura
1761-22-015	Malla 22 x 28 mm Ovalada 15 mm Altura
1763-23-010	Malla 23 x 27 Ovalada/Trapezoide 10 x 15 Altura
1763-23-013	Malla 23 x 27 Ovalada/Trapezoide 13 x 18 Altura
2763-03-010	Bandeja Sencilla Malla Corta Ovalada



Bandeja Sencilla Malla Ovalada – Accesorios

Catálogo No	Descripción
1741-68-000	Tornillos de Titanio
1741-73-000	Anillo Titanio Estándar 17 x 22 mm
1741-74-000	Anillo Titanio Estándar 22 x 28 mm
1741-75-000	Anillo Titanio Estándar 26 x 33 mm
1741-65-000	Placa Terminal Titanio 17 x 22 mm
1741-66-000	Placa Terminal Titanio 22 x 28 mm
1741-67-000	Placa Terminal Titanio 26 x 33 mm Bandeja Sencilla Ovalada - Accesorios
2763-03-020	






Bandeja Sencilla Malla Capacetes Redondos/Ovalados

Catálogo No.	Descripción
1768-04-010	Capacete de Titanio 10 mm
1768-04-012	Redondo Capacete de Titanio 12 mm
1768-04-014	Redondo Capacete de Titanio 14 mm
1768-04-016	Redondo Capacete de Titanio 16 mm
1768-04-217	Redondo Capacete de Titanio 17 x 22 mm
1768-04-222	Ovalado Capacete de Titanio 22 x 28 mm
1768-04-223	Ovalado Capacete de Titanio 23 x 27 mm
1768-04-226	Ovalado Capacete de Titanio 26 x 33 mm
2763-03-030	Ovalado Bandeja Sencilla Malla Capacetes Redondos/Ovalados



Bandeja Sencilla Malla Instrumentos Capacete

Catálogo No.	Descripción
2821-10-002	Presión Capacete (no se muestra en imagen)
2821-10-004	Presión Capacete (no se muestra en imagen)
2763-03-040	Bandeja Sencilla Malla Instrumentos Capacete



Bandeja Sencilla Malla de 12mm Redonda Precorte y Capacetes

Catálogo No.	Descripción
1760-12-007	Malla 12 mm Redonda 7 mm Altura
1760-12-008	Malla 12 mm Redonda 8 mm Altura
1760-12-009	Malla 12 mm Redonda 9 mm Altura
1760-12-010	Malla 12 mm Redonda 10 mm Altura
1760-12-011	Malla 12 mm Redonda 11 mm Altura
1760-12-012	Malla 12 mm Redonda 12 mm Altura
1768-04-012	Capacete de Titanio 12 mm Redondo Bandeja
2763-04-012	Sencilla Malla 12 mm Redonda Precortes y Capacetes



Bandeja Sencilla de Malla de 14 mm. Redonda Precortes y Capacetes

Catálogo No.	Descripción
1760-14-008	Malla 14 mm Redonda 8 mm Altura
1760-14-009	Malla 14 mm Redonda 9 mm Altura
1760-14-010	Malla 14 mm Redonda 10 mm Altura
1760-14-011	Malla 14 mm Redonda 11 mm Altura
1760-14-012	Malla 14 mm Redonda 12 mm Altura
1760-14-013	Malla 14 mm Redonda 13 mm Altura
1760-014-14	Malla 14 mm Redonda 14 mm Altura
1768-04-014	Capacete de Titanio 14 mm Redonda
2763-04-014	Bandeja Sencilla Malla 14 mm Redonda Precortes y Capacetes



Bandeja Sencilla Malla de 12 x 15 mm. Oblonga Precortes y Capacetes

Catálogo No.	Descripción
1762-12-008	Malla 12 x 15 mm Oblonga 8 mm Altura
1762-12-009	Malla 12 x 15 mm Oblonga 9 mm Altura
1762-12-010	Malla 12 x 15 mm Oblonga 10 mm Altura
1762-12-011	Malla 12 x 15 mm Oblonga 11 mm Altura
1762-12-012	Malla 12 x 15 mm Oblonga 12 mm Altura
1762-12-013	Malla 12 x 15 mm Oblonga 13 mm Altura
1762-12-014	Malla 12 x 15 mm Oblonga 14 mm Altura
1768-04-112	Capacete de Titanio 12 x 15 mm Oblonga*
2763-04-112	Bandeja Sencilla Malla 12 x 15 mm Oblonga Precortes y Capacetes

*Nota: Los capacetes oblongos sólo funcionan con la malla No. de serie 1762, no funcionan con la malla No. de serie 1743 o 1741.

**Bandeja Sencilla de Malla de 13 x 17 mm Oblonga
Precortes y Capacetes**



Catálogo No.	Descripción
1762-13-008	Malla 13 x 17 mm Oblonga 8 mm Altura
1762-13-009	Malla 13 x 17 mm Oblonga 9 mm Altura
1762-13-010	Malla 13 x 17 mm Oblonga 10 mm Altura
1762-13-011	Malla 13 x 17 mm Oblonga 11 mm Altura
1762-13-012	Malla 13 x 17 mm Oblonga 12 mm Altura
1762-13-013	Malla 13 x 17 mm Oblonga 13 mm Altura
1762-13-014	Malla 13 x 17 mm Oblonga 14 mm Altura
1768-04-113	Capacete de Titanio 13 x 17 mm Oblongo*
2763-04-113	Bandeja Sencilla de Malla 13 x 17 mm Oblonga Precortes y Capacetes


Bandeja Doble Malla Corta Redonda/Oblonga



Catálogo No.	Descripción
1760-10-010	Malla 10 mm Redonda 10 mm Altura
1760-10-015	Malla 10 mm Redonda 15 mm Altura
1760-12-008	Malla 12 mm Redonda 8 mm Altura
1760-12-012	Malla 12 mm Redonda 12 mm Altura
1760-12-016	Malla 12 mm Redonda 16 mm Altura
1760-14-009	Malla 14 mm Redonda 9 mm Altura
1760-14-013	Malla 14 mm Redonda 13 mm Altura
1760-14-017	Malla 14 mm Redonda 17 mm Altura
1760-16-010	Malla 16 mm Redonda 10 mm Altura
1760-16-015	Malla 16 mm Redonda 15 mm Altura
1762-12-013	Malla 12 x 15 mm Oblonga 13 mm Altura
1762-12-017	Malla 12 x 15 mm Oblonga 17 mm Altura
1762-13-010	Malla 13 x 17 mm Oblonga 10 mm Altura
1762-13-015	Malla 13 x 17 mm Oblonga 15 mm Altura
1762-13-020	Malla 13 x 17 mm Oblonga 20 mm Altura
2763-02-010	Bandeja Doble Malla Corta Redonda/Oblonga

*Nota: Los capacetes oblongos sólo funcionan con la malla No. de serie 1762, no funciona con la malla No. de serie 1743 o 1741.

Bandejas de Malla para Corpectomía Doble Bandeja Malla Alta Redonda



Catálogo No.	Descripción
1760-10-030	Malla 10 mm Redonda 30 mm Altura
1760-10-050	Malla 10 mm Redonda 50 mm Altura
1760-12-030	Malla 12 mm Redonda 30 mm Altura
1760-12-050	Malla 12 mm Redonda 50 mm Altura
1760-12-090	Malla 12 mm Redonda 90 mm Altura
1760-14-030	Malla 14 mm Redonda 30 mm Altura
1760-14-050	Malla 14 mm Redonda 50 mm Altura
1760-14-090	Malla 14 mm Redonda 90 mm Altura
1760-16-050	Malla 16 mm Redonda 50 mm Altura
1760-16-090	Malla 16 mm Redonda 90 mm Altura Doble
2763-02-020	Bandeja Malla Alta Redonda

Doble Bandeja Malla Alta Ovalada



Catálogo No.	Descripción
1741-48-000	Malla 17 x 22 mm Ovalada 50 mm Altural
1741-49-000	Malla 17 x 22 mm Ovalada 70 mm Altura
1741-50-000	Malla 17 x 22 mm Ovalada 90 mm Altura
1741-51-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 50 mm Altura
1741-52-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 70 mm Altura
1741-53-000	Malla 22 x 28 mm Ovalada 90 mm Altura
1741-54-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 50 mm Altura
1741-55-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 70 mm Altura
1741-56-000	Malla 26 x 33 mm Ovalada 90 mm Altura
2763-02-030	Doble Bandeja Malla Alta Ovalada

Referencias

- 1 Harms J, Beele BA, Böhm H, Jeszensky DJ, Stolze D. Lumbosacral fusion with Harms instrumentation. Reimpreso de la publicación *Lumbosacral y Spinopelvic Fixation* Lippencott-RavenPublishers, Philadelphia(1996) 41:529-538

DePuy Spine es una empresa en común con Biedermann Motech GmbH

Esta publicación no tiene el propósito de distribución en los Estados Unidos de Norteamérica

Keystone™ y Surgical Titanium Mesh™ son marcas registradas de DePuy Spine Inc.

© 2007 DePuy International Limited. Todos los Derechos Reservados.

Cat No: 9073-10-000



DePuy International Ltd
St Anthony's Road
Leeds LS11 8DT
England
Tel: +44 (113) 387 7800
Fax: +44 (113) 387 7890

