

S2™

Clavo Femoral A/R

Características y Beneficios

Material: Acero Inoxidable

Stryker Trauma ha creado un sistema de enclavado de bloqueo, el Clavo Femoral A/R S2™, que reúne las posibilidades y beneficios de los sistemas de clavos anterógrado y retrógrado separados para crear un recurso quirúrgico integral simple, en la fijación de fracturas femorales.

Además, el desarrollo del Sistema de Enclavamiento Femoral A/R S2™ ofrece las ventajas competitivas de:

- Abordaje no limitado a una cierta técnica de enclavamiento.
- Acomodación a procedimientos de escarificado o no escarificado.
- Suministro de una guía distal con opción de bloqueo (con el Dispositivo Orientador Distal S2™)

A través del desarrollo de un abordaje quirúrgico común, racionalizado e intuitivo, tanto en principios como en detalles, el sistema de Clavo Femoral A/R S2™ ofrece funcionalidad y velocidad significativamente aumentada para el tratamiento de fracturas, así como simplificación en los requerimientos de entrenamiento para todo el personal involucrado.

• Clavo Femoral A/R S2™

Diámetro 9-14mm

Tamaños 260-480mm (con incrementos de 20 mm)

• Tornillos Corticales Comunes de 5.0 mm

Simplifican el procedimiento quirúrgico y promueven un abordaje mínimamente invasivo.

• Tornillos de Bloqueo S2™ de 5.0 mm Totalmente Roscados

Disponibles para procedimientos regulares de bloqueo.

(La longitud del tornillo es medida desde la cima de la cabeza a la punta). (L= 25-120 mm)

• Tornillos Condílares Especiales de 5.0 mm

Con arandelas ajustables para mejor ajuste están diseñados para proporcionar una mejor fijación en el área condilar (abordaje retrógrado). (L= 40-120 mm)

• Set de Tornillo Proximal S2™


Diseñado para bajo ajuste sobre el tornillo de bloqueo oblicuo (abordaje anterógrado).

• Tapones Terminales S2™ (Estándar, +5mm, +10mm, +15mm)

Disponibles en varios tamaños para proporcionar un mejor ajuste en cada indicación y prevenir crecimiento de hueso o tejido blando dentro de la parte proximal del clavo.

• Todos los implantes del Sistema de Bloqueo Femoral A/R S2™ son hechos de acero inoxidable (316LVM).

• Los Clavos Femorales S2™ son canulados, no ranurados y tienen un perfil aflautado para una óptima resistencia al doblado.



El Clavo Femoral A/R S2™ está indicado para:

- Fracturas diafisarias abiertas y cerradas
- Fracturas diafisarias ipsilaterales
- Fracturas conminutas con o sin pérdida ósea
- Fracturas distales a una prótesis de cadera
- Fracturas proximales a una artroplastia de rodilla
- Fracturas patológicas o patológicas inminentes
- Resección de tumores
- Osteotomías correctivas / Maluniones
- No uniones
- Fracturas supracondíleas que incluyen esas con extensión intraarticular

El **Clavo Femoral A/R S2™** está diseñado como un implante para lado derecho o izquierdo con dos abordajes: **anterógrado y retrógrado**

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 9.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17320926S	9.0	260
17320928S	9.0	280
17320930S	9.0	300
17320932S	9.0	320
17320934S	9.0	340
17320936S	9.0	360
17320938S	9.0	380
17320940S	9.0	400
17320942S	9.0	420
17320944S	9.0	440
17320946S	9.0	460
17320948S	9.0	480

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 10.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17321026S	10.0	260
17321028S	10.0	280
17321030S	10.0	300
17321032S	10.0	320
17321034S	10.0	340
17321036S	10.0	360
17321038S	10.0	380
17321040S	10.0	400
17321042S	10.0	420
17321044S	10.0	440
17321046S	10.0	460
17321048S	10.0	480

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 11.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17321126S	11.0	260
17321128S	11.0	280
17321130S	11.0	300
17321132S	11.0	320
17321134S	11.0	340
17321136S	11.0	360
17321138S	11.0	380
17321140S	11.0	400
17321142S	11.0	420
17321144S	11.0	440
17321146S	11.0	460
17321148S	11.0	480

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 12.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17321226S	12.0	260
17321228S	12.0	280
17321230S	12.0	300
17321232S	12.0	320
17321234S	12.0	340
17321236S	12.0	360
17321238S	12.0	380
17321240S	12.0	400
17321242S	12.0	420
17321244S	12.0	440
17321246S	12.0	460
17321248S	12.0	480

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 13.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17321326S	13.0	260
17321328S	13.0	280
17321330S	13.0	300
17321332S	13.0	320
17321334S	13.0	340
17321336S	13.0	360
17321338S	13.0	380
17321340S	13.0	400
17321342S	13.0	420
17321344S	13.0	440
17321346S	13.0	460
17321348S	13.0	480

CLAVO FEMORAL A/R S2™
Implante de 14.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17321426S	14.0	260
17321428S	14.0	280
17321430S	14.0	300
17321432S	14.0	320
17321434S	14.0	340
17321436S	14.0	360
17321438S	14.0	380
17321440S	14.0	400
17321442S	14.0	420
17321444S	14.0	440
17321446S	14.0	460
17321448S	14.0	480

TORNILLOS BLOQUEADORES
Completamente roscado de 5.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17965025S	5.0	25.0
17965027S	5.0	27.5
17965032S	5.0	32.5
17965035S	5.0	35.0
17965037S	5.0	37.5
17965040S	5.0	40.0
17965042S	5.0	42.5
17965045S	5.0	45.0
17965047S	5.0	47.5
17965050S	5.0	50.0
17965052S	5.0	52.5
17965055S	5.0	55.0
17965057S	5.0	57.5
17965060S	5.0	60.0
17965065S	5.0	65.0
17965070S	5.0	70.0
17965075S	5.0	75.0
17965080S	5.0	80.0
17965085S	5.0	85.0
17965090S	5.0	90.0
17965095S	5.0	95.0
17965100S	5.0	100.0
17965105S	5.0	105.0
17965110S	5.0	110.0
17965115S	5.0	115.0
17965120S	5.0	120.0

TERMINALES

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17220003S	8.0	0
17220005S	11.5	5
17220010S	11.5	10
17220015S	11.5	15

TUERCA
para Tornillos Condilares

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17955001S	5.0	

TORNILLOS CONDILARES
de 5.0 mm

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17955040S	5.0	40
17955045S	5.0	45
17955050S	5.0	50
17955055S	5.0	55
17955060S	5.0	60
17955065S	5.0	65
17955070S	5.0	70
17955075S	5.0	75
17955080S	5.0	80
17955085S	5.0	85
17955090S	5.0	90
17955095S	5.0	95
17955100S	5.0	100
17955105S	5.0	105
17955110S	5.0	110
17955115S	5.0	115
17955120S	5.0	120

BROCA
AO, estéril

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
18063540S	3.5	230
18064260S	4.2	340

JUEGO DE TORNILLO
Proximal

Código	Diámetro (mm)	Largo Total (mm)
17220002S	8.0	

La información presentada en este folleto tiene como fin mostrar un producto Stryker. Consulte siempre el folleto incluido en el empaque, la etiqueta del producto y/o las instrucciones para el usuario antes de usar cualquier producto Stryker. Los cirujanos siempre deben confiar en su propio juicio clínico al decidir qué productos y técnicas usar con sus pacientes. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. La disponibilidad de productos está sujeta a las normas reguladoras o médicas que rigen los mercados específicos. Por favor, comuníquese con su representante de Stryker si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Stryker en su área. CONSULTE A SU MÉDICO.

Los productos referenciados con la designación [™] son marcas comerciales de Stryker.
Los productos referenciados con [®] son marcas registradas de Stryker.

Patentes pendientes en EE.UU.
Número de las publicaciones: **B1000013_ESP**
LOTE **C0605**

Copyright © 2005 Stryker

Registro No.
0065 C 2005 SSA
2043 E 2002 SSA

Aviso SSA número:



Stryker Latin America
3000 SW 148th Avenue
Suite 300
Miramar, Florida 33027
T: +1 954 538 8200

www.stryker.com/latinamerica