



WINKELSTABILE PLATTEN
LOCKING PLATES
PLACAS DE BLOQUEO







4,0ChLP BREITE VOLARE RADIUSPLATTE 4.0ChLP WIDE RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PLACA VOLAR DE RADIO ANCHA.....	02.5	4,0ChLP REKONSTRUKTIONSPLATTE 4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE 4,0ChLP PLACA DE RECONSTRUCCIÓN.....	02.26
4,0ChLP SCHMALE VOLARE RADIUSPLATTE 4.0ChLP NARROW RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PLACA VOLAR DE RADIO ESTRECHA	02.6	FUßINSTRUMENTARIUM 4,0ChLP INSTRUMENT SET 4.0ChLP - FOOT SET DE INSTRUMENTAL 4,0ChLP – PIE.....	02.27
4,0ChLP DORSALE DISTALE RADIUSPLATTEN 4.0ChLP PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE 4,0ChLP PLACAS PARA EL RADIO DISTAL – LADO DORSAL.....	02.7	INSTRUMENTARIUM FÜR 4,0ChLP PLATTEN INSTRUMENT SET FOR 4.0ChLP PLATES SET DE INSTRUMENTAL PARA LAS PLACAS 4,0ChLP.....	02.28
4,0ChLP GERADE PLATTE 4.0ChLP STRAIGHT PLATE 4,0ChLP PLACA RECTA	02.8	4,0ChLP FUßPLATTE 2 LÖCHER 4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE 4,0ChLP PLACA DE 2 AGUJEROS PARA PIE	02.29
4,0ChLP L-PLATTE 4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PLACA L	02.8	4,0ChLP SCHRÄGE T-PLATTE FÜR KLEINKNOCHEN 4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES 4,0ChLP PLACA T OBLICUA PARA HUESOS PEQUEÑOS.....	02.29
4,0ChLP SCHRÄGE L-PLATTE 4.0ChLP OBLIQUE L PLATE 4,0ChLP PLACA L OBLICUA.....	02.9	4,0ChLP X-PLATTE 4.0ChLP PLATE X 4,0ChLP PLACA X	02.30
4,0ChLP SCHRÄGE L-PLATTE 4.0ChLP OBLIQUE L PLATE 4,0ChLP PLACA L OBLICUA.....	02.9	4,0ChLP T-PLATTE 4.0ChLP PLATE T 4,0ChLP PLACA T	02.31
4,0ChLP T-PLATTE 4.0ChLP T-PLATE 4,0ChLP PLACA T	02.10	INSTRUMENTARIUM 4,0ChLP - HALLUX INSTRUMENT SET 4.0ChLP - HALLUX SET DE INSTRUMENTAL 4,0ChLP – HALLUX.....	02.32
4,0ChLP L-PLATTE 4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PLACA L	02.10	VERRIEGELUNGSELEMENTE LOCKING ELEMENTS ELEMENTOS DE BLOQUEO.....	02.33
INSTRUMENTARIUM 4,0ChLP – DISTALER RADIUS INSTRUMENT SET 4.0ChLP - DISTAL RADIUS SET DE INSTRUMENTAL 4,0ChLP - RADIO DISTAL.....	02.11	5,0ChLP GERADE REKONSTRUKTIONSPLATTE 5.0ChLP RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE 5,0ChLP PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA	02.34
4,0ChLP RADIUSKÖPFCHENPLATTE 4.0ChLP RADIAL HEAD PLATE 4,0ChLP PLACA DE LA CABEZA RADIAL.....	02.12	5,0ChLP KLAVIKULA-HAKENPLATTE 5.0ChLP CLAVICULAR HOOK PLATE 5,0ChLP PLACA CLAVICULAR CON GANCHO	02.35
4,0ChLP RADIUSHALSPLATTE 4.0ChLP RADIAL HEAD NECK PLATE 4,0ChLP PLACA DEL CUELLO DE LA CABEZA RADIAL.....	02.13	5,0ChLP KLAVIKULA S-PLATTE 5.0ChLP CLAVICLE S PLATE 5,0ChLP PLACA CLAVICULAR S	02.36
INSTRUMENTARIUM FÜR 4,0ChLP - RADIUSKÖPFCHEN INSTRUMENT SET 4.0ChLP -RADIAL HEAD SET DE INSTRUMENTAL 4,0ChLP – CABEZA RADIAL.....	02.14	5,0ChLP S-PLATTE FÜR KLAVIKULASCHAFT 5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE 5,0ChLP PLACA S DEL EJE DE LA CLAVÍCULA	02.37
4,0ChLP TALUSPLATTE 4.0ChLP TALUS PLATE 4,0ChLP PLACA PARA ASTRÁGALO.....	02.15	5,0ChLP KALKANEUSPLATTE 5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PLACA PARA CALCÁNEO.....	02.38
4,0ChLP RECHTECKIGE PLATTE 4.0ChLP PLATE RECTANGULAR 4,0ChLP PLACA RECTANGULAR	02.16	5,0ChLP KALKANEUS-HAKENPLATTE 5.0ChLP CALCANEAL PLATES WITH HOOK 5,0ChLP PLACA PARA CALCÁNEO CON GANCHO.....	02.38
4,0ChLP 3D-PLATTE 4.0ChLP PLATE 3D 4,0ChLP PLACA 3D	02.17	5,0ChLP SCHMALE KOMPRESSIONSPLATTE LOW CONTACT 5.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 5,0ChLP PLACA DE COMPRESIÓN DE CONTACTO LIMITADO.....	02.39
4,0ChLP GEBOGENE PLATTE 4.0ChLP CURVED PLATE 4,0ChLP PLACA CURVA.....	02.18	5,0ChLP GERADE DRITTELROHRPLATTE 5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE ½ 5,0ChLP PLACA RECTA TUBULAR ½	02.40
4,0ChLP KUBOIDPLATTE 4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE 4,0ChLP PLACA PARA CUBOIDES.....	02.19	5,0ChLP SCHMALE TIBIAPLATTE 5.0ChLP NARROW TIBIA PLATE 5,0ChLP PLACA TIBIAL ESTRECHA.....	02.41
4,0ChLP NAVIKULARPLATTE 4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE 4,0ChLP PLACA PARA NAVICULAR	02.20	5,0ChLP HUMERUSPLATTE 5.0ChLP HUMERAL PLATE 5,0ChLP PLACA HUMERAL	02.42
4,0ChLP PLATTE TYP-6 4.0ChLP PLATE TYPE-6 4,0ChLP PLACA TIPO-6.....	02.21	5,0ChLP DISTALE MEDIALE TIBIAPLATTE 5.0ChLP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PLACA TIBIAL MEDIAL DISTAL.....	02.43
4,0ChLP SCHRÄGE T-PLATTE 4.0ChLP OBLIQUE T PLATE 4,0ChLP PLACA T OBLICUA	02.22	5,0ChLP DISTALE MEDIALE TIBIAPLATTE 5.0ChLP TIBIA DISTAL MEDIAL PLATE 5,0ChLP PLACA TIBIAL MEDIAL DISTAL.....	02.44
4,0ChLP L-PLATTE 4.0ChLP PLATE L 4,0ChLP PLACA L	02.23	5,0ChLP ANTEROLATERALE DISTALE TIBIAPLATTE 5.0ChLP ANTERO-LATERAL DISTAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLATERAL.....	02.45
4,0ChLP GERADE BREITE PLATTE 4.0ChLP WIDE STRAIGHT PLATE 4,0ChLP PLACA RECTA ANCHA.....	02.24	5,0ChLP DISTALE LATERALE FIBULAPLATTE 5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PLACA DE PERONÉ DISTAL LATERAL.....	02.46
4,0ChLP MITTELFUß- UND ZEHNPHALANGENPLATTE 4.0ChLP METATARSO-PHALANGEAL PLATE 4,0ChLP PLACA METATARSO-FALÁNGICA.....	02.25	5,0ChLP DISTALE MEDIALE HUMERUSPLATTE 5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERAL PLATE 5,0ChLP PLACA DE HÚMERO DISTAL MEDIAL.....	02.47

5,0ChLP DISTALE DORSOLATERALE HUMERUSPLATTE 5,0ChLP DISTAL DORSO-LATERAL HUMERAL PLATE 5,0ChLP PLACA DE HÚMERO DISTAL DORSOLATERAL.....	02.48
5,0ChLP OLEKRANONPLATTE 5,0ChLP OLECRANON PLATE 5,0ChLP PLACA DE OLÉCRANON	02.49
5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE - GERADE 5,0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - STRAIGHT 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA - RECTA.....	02.50
5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE – KURZE BIEGUNG 5,0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - SHORT BEND 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA – POCO DOBLADA.....	02.50
5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE - STANDARD BIEGUNG 5,0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - STANDARD BEND 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA – DOBLADO ESTÁNDAR.....	02.50
INSTRUMENTARIUM FÜR 5,0ChLP PLATTEN INSTRUMENT SET FOR 5,0ChLP PLATES SET DE INSTRUMENTAL PARA LAS PLACAS 5,0ChLP.....	02.51
VERRIEGELUNGSELEMENTE LOCKING ELEMENTS ELEMENTOS DE BLOQUEO.....	02.53
7,0ChLP LOW- CONTACT KOMPRESSIONSPLATTE, BREIT 7,0ChLP WIDE COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP PLACA DE COMPRESIÓN DE CONTACTO LIMITADO ANCHA	02.56
7,0ChLP FEMURKONDYLENPLATTE 7,0ChLP CONDYLAR FEMUR PLATE 7,0ChLP PLACA PARA EL CÓNDILO FEMORAL	02.57
7,0ChLP TIBIAKONDYLENPLATTE 7,0ChLP TIBIA CONDYLAR PLATE 7,0ChLP PLACA PARA EL CÓNDILO TIBIAL.....	02.58
7,0ChLP BREITE TIBIAPLATTE 7,0ChLP WIDE TIBIA PLATE 7,0ChLP PLACA TIBIAL ANCHA.....	02.59
7,0ChLP PROXIMALE LATERALE TIBIAPLATTE 7,0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIA PLATE 7,0ChLP PLACA TIBIAL LATERAL PROXIMAL.....	02.60
7,0ChLP PROXIMALE FEMURPLATTE 7,0ChLP FEMORAL PROXIMAL PLATE 7,0ChLP PLACA PARA EL FÉMUR PROXIMAL	02.61
7,0ChLP DISTANZPLATTE FÜR TIBIA 7,0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PLACA DISTANCIA TIBIAL.....	02.62
7,0ChLP DISTANZPLATTE FÜR FEMUR 7,0ChLP DISTANCE FEMORAL PLATE 7,0ChLP PLACA DISTANCIA FEMORAL.....	02.63
INSTRUMENTARIUM FÜR 7,0ChLP PLATTEN INSTRUMENT SET FOR 7,0ChLP PLATES SET DE INSTRUMENTAL PARA LAS PLACAS 7,0ChLP.....	02.64
VERRIEGELUNGSELEMENTE LOCKING ELEMENTS ELEMENTOS DE BLOQUEO.....	02.66



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	53	3.4049.603	3.4050.603
4	64	3.4049.604	3.4050.604
5	75	3.4049.605	3.4050.605

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa





Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	53	3.4053.603	3.4054.603
4	64	3.4053.604	3.4054.604
5	75	3.4053.605	3.4054.605

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa




Austauschbare Platten zur Verwendung mit gerader Platte in der 2-Platten Technik
Interchangeable plates used with straight plate in 2-plates technique.
Placas intercambiables usadas con la placa recta en la técnica de 2-placas.




3.4047.6xx

links, left, izquierda	3.4041.6xx	3.4043.6xx	3.4037.6xx	3.4045.6xx	3.4048.6xx
rechts, right, derecha	3.4042.6xx	3.4044.6xx	3.4038.6xx	3.4046.6xx	



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titano
3	47	3.4047.603
4	58	3.4047.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa






Titan, Titanium, Titano
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titano
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titano
3.1220.006-040
Ø2,7

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titano	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	29	3.4041.602	3.4042.602
3	40	3.4041.603	3.4042.603
4	51	3.4041.604	3.4042.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



Titan, Titanium, Titano
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titano
3.5164.006-040
Ø2,4


Titan, Titanium, Titano
3.1220.006-040
Ø2,7

L

R

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	30	3.4037.602	3.4038.602
3	41	3.4037.603	3.4038.603
4	52	3.4037.604	3.4038.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa




Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.1220.006-040
Ø2,7

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	32	3.4045.602	3.4046.602
3	43	3.4045.603	3.4046.603
4	54	3.4045.604	3.4046.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa




Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.1220.006-040
Ø2,7

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
3	40	3.4048.603
4	51	3.4048.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa




Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.1220.006-040
Ø2,7

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	29	3.4043.602	3.4044.602
3	40	3.4043.603	3.4044.603
4	51	3.4043.604	3.4044.604

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.5164.006-040
Ø2,4


Titan, Titanium, Titanio
3.1220.006-040
Ø2,7

L

R

40.5710.040




Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs. Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Instrumente 4,0ChLP Instruments for 4.0ChLP Instrumentos para 4,0ChLP	1	40.5711.000
2		Palette für Implantate 4,0ChLP – Distaler Radius (Instrumente enthalten) Palette for implants 4.0ChLP - distal radius (instruments included) Paleta para implantes 4,0ChLP - radio distal (instrumentos incluidos)	1	40.5713.120
3		Zielblock L(3.4049) Aiming block L(3.4049) Bloque guía L(3.4049)	1	40.5736.100
4		Zielblock R(3.4050) Aiming block R(3.4050) Bloque guía R(3.4050)	1	40.5736.200
5		Zielblock L(3.4053) Aiming block L(3.4053) Bloque guía L(3.4053)	1	40.5737.100
6		Zielblock R(3.4054) Aiming block R(3.4054) Bloque guía R(3.4054)	1	40.5737.200
7		Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	12.0751.100
8		Perforierter Aluminiumdeckel, grau, 1/2 306x272x15mm Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	12.0751.200



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
1	36	3.7025.501	3.7024.501
2	47	3.7025.502	3.7024.502

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa




erhältlich available disponible	1 - 3 Löcher · Holes · Agujeros (36 mm - 58 mm)
---------------------------------------	--



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
1	36	3.7027.501	3.7026.501
2	47	3.7027.502	3.7026.502

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



erhältlich available disponible	1 - 3 Löcher · Holes · Agujeros (36 mm - 58 mm)
---------------------------------------	--



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
1	32	3.7028.501
2	43	3.7028.502

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



erhältlich available disponible	1 - 3 Löcher · Holes · Agujeros (32 mm - 54 mm)
---------------------------------------	--





40.5713.030

Nr. No. N.º		Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Gewindeführung M3,5/1,8 -4,0 Threaded guide M3,5/1,8 -4,0 Guía roscada M3,5/1,8 -4,0	4	40.4896.018
2		Kompressionsführung 1,8 Compression guide 1.8 Guía de compresión 1,8	1	40.4897.018
3		Kirschnerdraht 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Aguja Kirschner 1,0/180	5	40.4814.000
4		Bohrer 1,8/180 Drill 1.8/180 Broca 1,8/180	2	40.2063.181
5		Längenmesslehre für Verriegelungsschraubenlänge Length measure of locking screw Medidor de tornillos de bloqueo	1	40.4818.000
6		Tiefenmesslehre Depth measure Medidor de profundidad	1	40.4640.000
7		Schraubendrehereinsatz T8-3/16 Screwdriver tip T8-3/16 Punta de destornillador T8-3/16	1	40.5682.000
8		Handgriff mit Drehmomentbegrenzung 1,0Nm Handle 1.0Nm Mango dinamométrico 1,0Nm	1	40.5633
9		Sechskant-Schraubendreher T8 Star screwdriver T8 Destornillador de estrella T8	1	40.0669.000
10		Plattenbiegegerät 4,0 Plates bender 4.0 Grifa para doblar placas 4,0	2	40.4643.000
11		Anatomische Pinzette Standard 14,5 cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Pinzas de disección STANDARD 14,5cm	1	30.3303.000
12		Palette für 4,0ChLP Instrumente und Implantate - Radiusköpfchen Palette for 4.0ChLP instruments and implants-radial head bone Paleta para instrumentos e implantes 4,0ChLP – hueso de la cabeza radial	1	40.5713.130
13		Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Contenedor de fondo sólido 11/2 306x272x85mm	1	12.0751.100
14		Perforierter Aluminiumdeckel, grau, 1/2 306x272x15mm Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	12.0751.200




Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
Titan, Titanium, Titanio
3.7021.041



L [mm]	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
	Titan, Titanium, Titanio
22	3.4061.022
27	3.4061.027



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
40	3.4063.040	3.4064.040
45	3.4063.045	3.4064.045
50	3.4063.050	3.4064.050




		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	39	3.4066.004	
5	46	3.4073.005	3.4066.005
6	54	3.4066.006	



O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa




Titan, Titanium, Titanio
3.5165.006-040
Ø2,7




Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L ₁ ×L ₂ [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
15×26	3.4067.026	3.4068.026
18×29	3.4067.029	3.4068.029





Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
53	3.4069.053





Titan, Titanium, Titanio
3.5165.006-040
Ø2,7



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
46	3.4071.046	3.4070.046
50	3.4071.050	3.4070.050
54	3.4071.054	3.4070.054





Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
33	3.4085.033	3.4086.033





Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	28	3.4087.028	3.4088.028
3	38	3.4087.038	3.4088.038
4	48	3.4087.048	3.4088.048

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa





L [mm]	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
	Titan, Titanium, Titanio
51	3.4084.051
60	3.4084.060
66	3.4084.066





Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titano		
L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
39	3.4075.601	3.4074.601
48	3.4075.602	3.4074.602
59	3.4075.603	3.4074.603

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
3	54	3.4072.503
4	64	3.4072.504
5	74	3.4072.505
6	84	3.4072.506
7	94	3.4072.507
8	104	3.4072.508
9	114	3.4072.509
10	124	3.4072.510

O - Gesamte Zahl der Verriegelungslöcher in der Platte
Number of locking holes in the plate
Número de agujeros de bloqueo en la placa





40.5710.020

Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Palette für Implantate 4,0ChLP- FUß Pallette for 4.0ChLP implants - foot Paleta para implantes 4,0ChLP - pie	1	40.5714.020
2		Instrumente 4,0ChLP Instruments for 4.0ChLP Instrumentos para 4,0ChLP	1	40.5711.000
3		Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	12.0751.100
4		Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	12.0751.200

40.5711.100


Nr. No. N.º		Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Gewindeführung M3,5/1,8 -4,0 Threaded guide M3.5/1.8 -4.0 Guía roscada M3,5/1,8 -4,0	4	40.4896.018
2		Kompressionsführung 1,8 Compression guide 1.8 Guía de compresión 1,8	1	40.4897.018
3		Kirschnerdraht 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Aguja Kirschner 1,0/180	5	40.4814.000
4		Bohrer 1,8/180 Drill 1.8/180 Broca 1,8/180	2	40.2063.181
5		Längenmesslehre für Verriegelungsschraubenlänge Length measure of locking screw Medidor de tornillos de bloqueo	1	40.4818.000
6		Tiefenmesslehre Depth measure Medidor de profundidad	1	40.4640.000
7		Schraubendrehereinsatz T8-3/16 Screwdriver tip T8-3/16 Punta de destornillador T8-3/16	1	40.5682.000
8		Handgriff mit Drehmomentbegrenzung 1,0Nm Handle 1.0Nm Mango dinamométrico 1,0Nm	1	40.5633
9		Sechskant-Schraubendreher T8 Star screwdriver T8 Destornillador de estrella T8	1	40.0669.000
10		Plattenbiegegerät 4,0 Plates bender 4.0 Grifa para doblar placas 4,0	2	40.4643.000
11		Anatomische Pinzette Standard 14,5 cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Pinzas de disección STANDARD 14,5cm	1	30.3303.000
12		Palette für Instrumente 4,0ChLP Palette for instruments 4.0ChLP Paleta para instrumentos 4,0ChLP	1	40.5712.000
13		Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	12.0751.100
14		Perforierter Aluminiumdeckel, grau, 1/2 306x272x15mm Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	12.0751.200

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
A [mm]	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
6	12	3.7020.012
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024





4,0ChLP SCHRÄGE T-PLATTE FÜR KLEINKNOCHEN
4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES
4,0ChLP PLACA T OBLICUA PARA HUESOS PEQUEÑOS


			Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
			Titan, Titanium, Titanio
L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha	
28	3.4031.028	3.4032.028	
30	3.4031.030	3.4032.030	
32	3.4031.032	3.4032.032	



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Titan, Titanium, Titanio
25	18	3.4065.025
30	20	3.4065.030
35	20	3.4065.035




	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046




40.5741.000

Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Gewindeführung M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 - 4.0 Guía roscada M3,5/1,8 - 4,0	4	40.4896.018
2		Kompressionsführung 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Aguja Kirschner 1,0/180	5	40.4814.000
4		Bohrer 1,8/180 Drill 1.8/180 Broca 1,8/180	2	40.2063.181
4		Tiefenmesslehre Depth measure Medidor de profundidad	1	40.4640.000
5		Schraubendrehereinsatz T8-3/16 Screwdriver tip T8-3/16 Punta de destornillador T8-3/16	1	40.5682.000
6		Handgriff mit Drehmomentbegrenzung 1,0Nm Handle 1.0Nm Mango dinamométrico 1,0Nm	1	40.5633.100
7		Sechskant-Schraubendreher T8 Star screwdriver T8 Destornillador de estrella T8	1	40.0669.000
8		Anatomische Pinzette Standard 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Pinzas estándar de disección 14,5cm	1	30.3303.000
9		Schräge Repositionszange 175mm Scarf bone holding forceps 175mm Pinzas para huesos 175mm	1	40.4146.000
10		Palette für Instrumente und Implantate 4,0ChLP - Hallux Pallette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux Paleta para implantes e instrumentos 4,0ChLP - hallux	1	40.5741.100
11		Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	12.0751.100
12		Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	12.0751.200

4,0ChLP Schraube Ø2,4
4.0ChLP Screw Ø2.4
4,0ChLP Tornillo Ø2,4




selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante




Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo

L [mm]	Titan Titanium Titano
6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

4,0ChLP Schraube Ø2,7
4.0ChLP Screw Ø2.7
4,0ChLP Tornillo Ø2,7



selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante




Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo

L [mm]	Titan Titanium Titano
6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040


Kern Ø core Núcleo		1,8
Bohrer für Gewindeloch drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2063.181	1,8
Gewindeführung threaded guide Guía roscada	40.4896.018	M3,5/1,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5682.000	T8

Kern Ø core Núcleo		1,8
Bohrer für Gewindeloch drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2063.181	1,8
Gewindeführung threaded guide Guía roscada	40.4896.018	M3,5/1,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5682.000	T8

Kortikalisschraube Ø2,7
Cortical screw Ø2.7
Tornillo cortical Ø2,7



selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante



Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo


L [mm]	Titan Titanium Titano
6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

Kern Ø core Núcleo		1,8
Bohrer für Gewindelöcher drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2063.181	1,8
Kompressionsführung compression guide Guía de compresión	40.4897.018	1,8
Sechskant-Schraubendreher screwdriver Destornillador	40.0669.000	T8

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
4	88	3.4022.804
5	102	3.4022.805
6	116	3.4022.806
7	130	3.4022.807
8	144	3.4022.808
10	172	3.4022.810

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa

erhältlich available disponible	4 - 22 Löcher · Holes · Agujeros (88 mm - 340 mm)
---------------------------------------	--



Palette für Rekonstruktionsplatten 5,0ChLP; Palette for 5.0ChLP reconstruction plates; Paleta para placas de reconstrucción 5,0ChLP


Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.600
1	40.5758.100	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
H	O	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
12	5	3.4025.505	3.4026.505
	6	3.4025.506	3.4026.506
	7	3.4025.507	3.4026.507
15	5	3.4027.505	3.4028.505
	6	3.4027.506	3.4028.506
	7	3.4027.507	3.4028.507

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa

Schablone für Klavikulaplatte Clavicular plate template Plantilla de la placa clavicular



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
H [mm]		links, left, izquierda	rechts, right, derecha
12		40.5997.112	40.5997.212
15		40.5997.115	40.5997.215



Palette für Platten 5,0ChLP 3.4025÷3.4030; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4025÷3.4030; Paleta para placas 5,0ChLP - 3.4025÷3.4030


Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.650
1	40.5758.150	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	71	3.7015.503	3.7014.503
4	80	3.7015.504	3.7014.504
5	90	3.7015.505	3.7014.505
6	99	3.7015.506	3.7014.506
8	116	3.7015.508	3.7014.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	3 - 11 Löcher · Holes · Agujeros (71 mm - 143 mm)
---------------------------------------	--



Titan, Titanium, Titanio
3.1214.010-040/
3.5225.010-040

Ø2,4

Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-040/
3.5200.012-040


Ø3,5

Titan, Titanium, Titanio
3.1283.012-040/
3.1306.012-040

Ø3,5

Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-040/
3.5200.012-040

Ø3,5



**Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7014/3.7015; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7014/3.7015;
Paleta para placas 5,0ChLP - 3.7014÷3.7015**


Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.630
1	40.5758.130	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titano			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
6	66	3.7049.506	3.7048.506
8	84	3.7049.508	3.7048.508
10	104	3.7049.510	3.7048.510

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa

erhältlich available disponible	5 - 11 Löcher · Holes · Agujeros (57 mm - 114 mm)
---------------------------------------	--




**Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7048/3.7049; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7048/3.7049;
Paleta para placas 5,0ChLP - 3.7048/3.7049**

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.640
1	40.5758.140	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	


Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
Titan, Titanium, Titano	
links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3.4057.000	3.4058.000



5,0ChLP KALKANEUS-HAKENPLATTE
5.0ChLP CALCANEAL PLATES WITH HOOK
5,0ChLP PLACA PARA CALCÁNEO CON GANCHO


Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
Titan, Titanium, Titano	
links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3.4059.000	3.4060.000



		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titano
5	88	3.3157.505
6	103	3.3157.506
7	118	3.3157.507
8	133	3.3157.508
10	163	3.3157.510
12	193	3.3157.512

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa

erhältlich available disponible	4 - 18 Löcher · Holes · Agujeros (73 mm - 283 mm)
---------------------------------------	--



Titan, Titanium, Titano
3.1289.012-065/
3.5200.012-065

Ø3,5

Titan, Titanium, Titano
3.1283.014-075/
3.1306.014-075

Ø3,5



Palette für gerade Platten 5,0ChLP; Palette for 5.0ChLP plates - straight
Paleta para placas 5,0ChLP - rectas


Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.550
1	40.5758.050	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
4	45	3.4081.004
5	57	3.4081.005
6	69	3.4081.006
7	81	3.4081.007
8	93	3.4081.008
10	117	3.4081.010

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa


erhältlich available disponible	3 - 12 Löcher · Holes · Agujeros (33 mm - 141 mm)
---------------------------------------	--



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	109	3.4011.504	3.4012.504
5	124	3.4011.505	3.4012.505
6	139	3.4011.506	3.4012.506
8	169	3.4011.508	3.4012.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	4 - 16 Löcher · Holes · Agujeros (109 mm - 289 mm)
---------------------------------------	---



**Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4011/3.4012; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4011/3.4012;
Paleta para placas 5,0ChLP - 3.4011/3.4012**



Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5758.020	Palette	Palette	Paleta	1	40.5758.520
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
3	101	3.4034.503
4	116	3.4034.504
5	131	3.4034.505
6	146	3.4034.506
8	176	3.4034.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	3 - 12 Löcher · Holes · Agujeros (101 mm - 236 mm)
---------------------------------------	---



**Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4034; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4034;
Paleta para placas 5,0ChLP - 3.4034**

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.010 40.5758.510
1	40.5671.000	Zielblock	Aiming block	Bloque guía	1	
2	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2	
3	40.5758.210	Palette	Palette	Paleta	1	
4	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
5	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales


		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
7	167	3.4033.507
9	197	3.4033.509

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

Zusätzliche Ausstattung:
Additional equipment:
Equipamiento adicional:

40.5394.501

Schablone für Platten 5,0ChLP - 3.4033.5xx
5.0ChLP plate former - 3.4033.5xx
Plantilla para placas 5,0ChLP - 3.4033.5xx




Titan, Titanium, Titanio
3.1283.014-075/
3.1306.014-075



Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-085/
3.5200.012-085



Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-085/
3.5200.012-085



Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4033; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4033; Paleta para placas 5,0ChLP - 3.4033


Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.560
1	40.5758.060	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	123	3.4039.504	3.4040.504
6	153	3.4039.506	3.4040.506
8	183	3.4039.508	3.4040.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	4 - 14 Löcher · Holes · Agujeros (123 mm - 273 mm)
---------------------------------------	---



**Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4039/3.4040; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4039/3.4040;
Paleta para placas 5,0ChLP - 3.4039/3.4040**



Paleta para placas 3,00x1,00 - 3.4039/3.4040								
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.			
1	40.5726.100	Zielblock [3.4039]	Aiming block [3.4039]	Bloque guía [3.4039]	1	40.5758.070	40.5758.570	
2	40.5726.200	Zielblock [3.4040]	Aiming block [3.4040]	Bloque guía [3.4040]	1			
3	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2			
4	40.5758.270	Palette	Palette	Paleta	1			
5	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1			
6	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1			

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	120	3.4051.504	3.4052.504
6	150	3.4051.506	3.4052.506
8	180	3.4051.508	3.4052.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	3 - 16 Löcher · Holes · Agujeros (105 mm - 300 mm)
---------------------------------------	---



Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4051/3.4052; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4051/3.4052 Paleta para placas 5,0ChLP 3.4051/3.4052



Paleta para placas 3,0CHL 3.4051/3.4052						
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5723.100	Zielblock [3.4051]	Aiming block [3.4051]	Bloque guía [3.4051]	1	40.5758.080
2	40.5723.200	Zielblock [3.4052]	Aiming block [3.4052]	Bloque guía [3.4052]	1	
3	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2	
4	40.5758.280	Palette	Palette	Paleta	1	
5	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	40.5758.580
6	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	90	3.7029.503	3.7030.503
4	105	3.7029.504	3.7030.504
5	120	3.7029.505	3.7030.505
6	135	3.7029.506	3.7030.506
8	165	3.7029.508	3.7030.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

dostępne available disponible	2 - 10 Löcher · Holes · Agujeros (75 mm - 195 mm)
-------------------------------------	--




Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7029/3.7030; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7029/3.7030; Paleta para placas 5,0ChLP - 3.7029/3.7030

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5758.690
1	40.5758.190	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos;

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	89	3.7001.503	3.7000.503
4	107	3.7001.504	3.7000.504
5	121	3.7001.505	3.7000.505
6	136	3.7001.506	3.7000.506

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



Titan, Titanium, Titanio
3.1283.014-065/
3.1306.014-065


Ø3,5

Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-065/
3.5200.012-065

Ø3,5

Titan, Titanium, Titanio
3.1214.010-040/
3.5225.010-040

Ø2,4




Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7000-3.7003; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7000-3.7003 Paleta para placas 5,0ChLP 3.7000/3.7003

Paleta para placas 630x610 0.70000.000							
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.		
1	40.5729.100	Zielblock [3.7003]	Aiming block [3.7003]	Bloque guía [3.7003]	1	40.5758.110	40.5758.610
2	40.5729.200	Zielblock [3.7002]	Aiming block [3.7002]	Bloque guía [3.7002]	1		
3	40.5728.100	Zielblock [3.7001]	Aiming block [3.7001]	Bloque guía [3.7001]	1		
4	40.5728.200	Zielblock [3.7000]	Aiming block [3.7000]	Bloque guía [3.7000]	1		
5	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2		
6	40.5758.310	Palette	Palette	Paleta	1		
7	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1		
8	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Grav	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1		

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	95	3.7003.503	3.7002.503
4	109	3.7003.504	3.7002.504
5	123	3.7003.505	3.7002.505
6	137	3.7003.506	3.7002.506

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa



Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7000-3.7003; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7000-3.7003
Paleta para placas 5,0ChLP 3.7000/3.7003

Paleta para placas 3,5CHL 3.7000/3.7003							
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.		
1	40.5729.100	Zielblock [3.7003]	Aiming block [3.7003]	Bloque guía [3.7003]	1	40.5758.110	40.5758.610
2	40.5729.200	Zielblock [3.7002]	Aiming block [3.7002]	Bloque guía [3.7002]	1		
3	40.5728.100	Zielblock [3.7001]	Aiming block [3.7001]	Bloque guía [3.7001]	1		
4	40.5728.200	Zielblock [3.7000]	Aiming block [3.7000]	Bloque guía [3.7000]	1		
5	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2		
6	40.5758.310	Palette	Palette	Paleta	1		
7	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1		
8	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1		

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales


Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	88	3.4097.502	3.4098.502
4	121	3.4097.504	3.4098.504
6	151	3.4097.506	3.4098.506
8	181	3.4097.508	3.4098.508

O - Zahl der Gewindelöcher im Plattenschaft
Number of threaded holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros roscados en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	2 - 12 Löcher · Holes · Agujeros (88 mm - 240 mm)
---------------------------------------	--



L



R



Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-075/
3.5200.012-075



Titan, Titanium, Titanio
3.1283.014-065/
3.1306.014-065



Titan, Titanium, Titanio
3.1289.012-065/
3.5200.012-065



Palette für Platten 5,0ChLP - 3.4097/3.4098; Palette for 5.0ChLP plates - 3.4097/3.4098
Paleta para placas 5,0ChLP 3.4097/3.4098


Paleta para placas 3,5CHL 3.4097/5.4098						
Nr. No N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5731.100	Zielblock [3.4097]	Aiming block [3.4097]	Bloque guía [3.4097]	1	40.5758.120
2	40.5731.200	Zielblock [3.4098]	Aiming block [3.4098]	Bloque guía [3.4098]	1	
3	40.5672.000	Schutzhülse 7,0/5,0	Protective guide 7.0/5.0	Guía de protección 7,0/5,0	2	
4	40.5758.320	Palette	Palette	Paleta	1	
5	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	40.5758.620
6	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE - GERADE 5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - STRAIGHT 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA - RECTA


5.0 ChM Locked Plating
ChLPsystem

	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
130	3.7033.004





5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE – KURZE BIEGUNG 5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - SHORT BEND 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA – POCO DOBLADA

	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
131	3.7034.004



5,0ChLP HANDGELENKS-ARTHRODESENPLATTE - STANDARDBIEGUNG 5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE - STANDARD BEND 5,0ChLP PLACA DE ARTRODESIS DE LA MUÑECA – DOBLADO ESTÁNDAR

	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
140	3.7035.004



Palette für Platten 5,0ChLP - 3.7033-3.7035; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7033-3.7035; Paleta para placas 5,0ChLP - 3.7033-3.7035

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue No. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5758.160	Palette	Palette	Paleta	1	40.5758.660
2	12.0751.100	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x85mm	Container solid bottom 1/2 306x272x85mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x85mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos


40.5667.700

Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs. Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Führungshülse 5/1,5 Guide sleeve 5/1.5 Guía de la broca 5/1,5	2	40.5673.715
2		Führungshülse 5,0/1,8 Guide sleeve 5.0/1.8 Guía de la broca 5,0/1,8	2	40.5673.718
3		Führungshülse 5,0/2,5 Guide sleeve 5.0/2.5 Guía de la broca 5,0/2,5	2	40.5673.725
4		Führungshülse 5,0/2,8 Guide sleeve 5.0/2.8 Guía de la broca 5,0/2,8	4	40.5673.728
5		Kompressionsführung 2,5/2,8 Compression guide 2.5/2.8 Guía de compresión 2,5/2,8	1	40.4804.700
6		Bohrer 1,8/220 Drill 1.8/220 Broca 1,8/220	2	40.2063.222
7		Skalierter Bohrer 2,5/220 Drill with scale 2.5/220 Broca graduada 2,5/220	2	40.5912.222
8		Skalierter Bohrer 2,8/220 Drill with scale 2.8/220 Broca graduada 2,8/220	1	40.5653.222
9		Kirschnerdraht 1,5/220 Kirschner wire 1.5/220 Aguja Kirschner 1,5/220	4	40.4592.220
10		Plattenrepositionsschraube 2,8/180 Setting-compressing screw 2.8/180 Tornillo de ajuste-compresión 2,8/180	2	40.5674.728
11		Messlehre für Schraubenlänge Screw length measure Medidor de tornillos	1	40.5675.100
12		Tiefenmesslehre Depth measure Medidor de profundidad	1	40.4639.500
13		Schraubendrehereinsatz S2,5 Screwdriver tip S2.5 Punta de destornillador S2,5	1	40.5676.000
14		Schraubendrehereinsatz T15 Screwdriver tip T15 Punta de destornillador T15	1	40.5677.000
15		Handgriff mit Drehmomentbegrenzung 2,0Nm Torque handle 2.0Nm Mango dinamométrico 2,0Nm	1	40.5635.100
16		Plattenbiegeinstrument 4/6 Bender for plates 4/6 Grifa para doblar placas 4/6	2	40.4250.000
17		Hexagonaler Schraubendreher S2,5 Hexagonal screwdriver S2.5 Destornillador hexagonal S2,5	1	40.0321.000
18		Sechskant-Schraubendreher T15 Star screwdriver T15 Destornillador T15	1	40.0670.000

40.5667.700

Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
19		Gewindebohrer HA 3,5 mit Griff Cortical tap HA 3.5 with handle Macho de roscar cortical HA 3,5 con mango	1	40.2548.000
20		Gewindebohrer 5,0ChLP-3,5 Tap 5.0ChLP-3.5 Macho de roscar 5,0ChLP - 3,5	1	40.5661.000
21		Dreiamiger Schraubendreher Screwdriver Destornillador	1	40.4746.000
22		Behälter für Instrumente für Platten 5,0ChLP Stand for instrument set of 5.0ChLP plates Contenedor de instrumentos para las placas 5,0ChLP	1	40.5668.700
		Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1	12.0750.100
		Perforierter Aluminiumdeckel, grau, 1/1 595x275x15mm Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm gray Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1	12.0750.200

5,0ChLP Schraube Ø3,5
5.0ChLP Screw Ø3.5
5,0ChLP Tornillo Ø3,5




selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]		
12	3.1289.012	3.5200.012
14	3.1289.014	3.5200.014
16	3.1289.016	3.5200.016
18	3.1289.018	3.5200.018
20	3.1289.020	3.5200.020
22	3.1289.022	3.5200.022
24	3.1289.024	3.5200.024
26	3.1289.026	3.5200.026
28	3.1289.028	3.5200.028
30	3.1289.030	3.5200.030
32	3.1289.032	3.5200.032
34	3.1289.034	3.5200.034
36	3.1289.036	3.5200.036
38	3.1289.038	3.5200.038
40	3.1289.040	3.5200.040
42	3.1289.042	3.5200.042
44	3.1289.044	3.5200.044
46	3.1289.046	3.5200.046
48	3.1289.048	3.5200.048
50	3.1289.050	3.5200.050
52	3.1289.052	3.5200.052
54	3.1289.054	3.5200.054
56	3.1289.056	3.5200.056
58	3.1289.058	3.5200.058
60	3.1289.060	3.5200.060
65	3.1289.065	3.5200.065
70	3.1289.070	3.5200.070
75	3.1289.075	3.5200.075
80	3.1289.080	3.5200.080
85	3.1289.085	3.5200.085


Kern Ø core Núcleo		2,8
Skalierter Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5653.222	2,8
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5673.728	5,0/2,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5676.000	S2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5677.000	T15

5,0ChLP Widerstandsschraube
5.0ChLP Distance screw
5,0ChLP Tornillo de distancia



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]		
6	3.1289.006	3.5207.006

Kortikalisschraube Ø3,5
Cortical screw Ø3.5
Tornillo cortical Ø3,5




selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan, Titanium, Titanio		
L [mm]		
12	3.1283.012	3.1306.012
14	3.1283.014	3.1306.014
16	3.1283.016	3.1306.016
18	3.1283.018	3.1306.018
20	3.1283.020	3.1306.020
22	3.1283.022	3.1306.022
24	3.1283.024	3.1306.024
26	3.1283.026	3.1306.026
28	3.1283.028	3.1306.028
30	3.1283.030	3.1306.030
32	3.1283.032	3.1306.032
34	3.1283.034	3.1306.034
36	3.1283.036	3.1306.036
38	3.1283.038	3.1306.038
40	3.1283.040	3.1306.040
45	3.1283.045	3.1306.045
50	3.1283.050	3.1306.050
55	3.1283.055	3.1306.055
60	3.1283.060	3.1306.060
65	3.1283.065	3.1306.065
70	3.1283.070	3.1306.070
75	3.1283.075	3.1306.075
80	3.1283.080	3.1306.080
85	3.1283.085	3.1306.085

Kern Ø core Núcleo		2,4
Bohrer für Gewindeloch Ø drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2049.222	2,5
Kompressionsführung compression guide Guía de compresión	40.4804.700	2,5/2,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5676.000	S2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5677.000	T15

Kortikalisschraube Ø2,7
Cortical screw Ø2.7
Tornillo cortical Ø2,7




selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo		
Titan Titanium Titanio		
L [mm]		
10	3.1220.010	
12	3.1220.012	
14	3.1220.014	
16	3.1220.016	
18	3.1220.018	
20	3.1220.020	
22	3.1220.022	
24	3.1220.024	
26	3.1220.026	
28	3.1220.028	
30	3.1220.030	
32	3.1220.032	
34	3.1220.034	
36	3.1220.036	
38	3.1220.038	
40	3.1220.040	

Kern Ø core Núcleo		1,8
Bohrer für Gewindelöcher Ø drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2063.181	1,8
Kompressionsführung compression guide Guía de compresión	40.4897.018	1,8
Sechskant-Schraubendreher screwdriver Destornillador	40.0669.000	T8


4,5ChLP Schraube Ø2,4 4.5ChLP Screw Ø2.4 4,5ChLP Tornillo Ø2,4



selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Ø Kern core Núcleo		1,8
Ø Bohrer für Gewindeloch drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.2063.222	1,8
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5673.718	5,0/1,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5676.000	2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5677.000	T15


5,0ChLP Spongiosaschraube Ø3,9 5.0ChLP Cancellous screw Ø3.9 5,0ChLP Tornillo esponjosa Ø3,9



selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Kern core Núcleo		2,5
Skalierter Bohrer drill with scale Broca para agujero roscado	40.5912.222	2,5
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5673.725	2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5676.000	S2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5677.000	T15


5,0ChLP Konische Schraube Ø3,5 5.0ChLP Conical screw Ø3.5 5,0ChLP Tornillo cónico Ø3,5



selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

Kern core Núcleo		2,8
Skalierter Bohrer drill with scale Broca graduada	40.5653.222	2,8
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5673.728	5,0/2,8
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5676.000	S2,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5677.000	T15

5,0ChLP Schraube für Cerclage 5.0ChLP Cerclage screw 5,0ChLP Tornillo para cerclaje



*Maximaler Drahtdurchmesser 1,5mm
Wire diameter max. 1.5mm
Diámetro máximo del alambre 1,5mm

Dreiarmer Schraubendreher
Screwdriver
Destornillador

40.4746

Behälter für Schrauben 5,0ChLP; Stand for screws 5.0ChLP; Contenedor para tornillos 5,0ChLP

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue No. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5748.600	Behälter für Schrauben 5,0ChLP	Stand for screws 5.0ChLP	Contenedor para tornillos 5,0ChLP	1	40.5748.700
2	12.0751.102	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x135mm	Container solid bottom 1/2 306x272x135mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x135mm	1	
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos



40.5748.600




40.5748.700

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
O	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio
6	131	3.3155.606
8	173	3.3155.608
10	215	3.3155.610
12	257	3.3155.612
14	299	3.3155.614

O - Zahl der Gewindelöcher in der Platte
Number of threaded holes in the plate
Número de agujeros roscados en la placa

erhältlich available disponible	4 - 18 Löcher · Holes · Agujeros (89 mm - 383 mm)
---------------------------------------	---




Titan, Titanium, Titanio
3.1448.016-075/
3.5210.016-075

Ø5,0

Titan, Titanium, Titanio
3.1443.020-085/
3.1471.020-085

Ø4,5



**Palette für gerade Platten 7,0ChLP; Palette for 7.0ChLP plates - straight;
Paleta para placas 7,0ChLP - rectas**



Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue No. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5704.550
1	40.5704.350	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1	
3	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titano			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	138	3.4023.604	3.4024.604
6	180	3.4023.606	3.4024.606
8	221	3.4023.608	3.4024.608
10	263	3.4023.610	3.4024.610

O - Zahl der Löcher im Plattenschaft
Number of holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	4 - 16 Löcher · Holes · Agujeros (138 mm - 387 mm)
---------------------------------------	---



**Palette für Platten 7,0ChLP - 3.4023/3.4024; Palette for 7.0ChLP plates - 3.4023/3.4024;
Paleta para placas 7,0ChLP - 3.4023/3.4024**


Paleta para placas 7,60x11 - 3.4023/3.4024							
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.		
1	40.5725.100	Zielblock [3.4023]	Aiming block [3.4023]	Bloque guía [3.4023]	1	40.5704.310	40.5704.510
2	40.5725.200	Zielblock [3.4024]	Aiming block [3.4024]	Bloque guía [3.4024]	1		
3	40.5708.000	Schutzhülse 9,0/7,0	Protective guide 9,0/7,0	Guía de protección 9,0/7,0	2		
4	40.5704.410	Palette	Palette	Paleta	1		
5	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1		
6	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Grav	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1		

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	129	3.4013.604	3.4014.604
5	150	3.4013.605	3.4014.605
6	171	3.4013.606	3.4014.606
8	213	3.4013.608	3.4014.608

O - Zahl der Löcher im Plattenschaft
Number of holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	4 - 12 Löcher · Holes · Agujeros (129 mm- 297 mm)
---------------------------------------	--



Palette für Platten 7,0ChLP - 3.4013/3.4014; Palette for 7.0ChLP plates - 3.4013/3.4014;
Paleta para placas 7,0ChLP - 3.4013/3.4014



Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5704.320	40.5704.520
1	40.5724.100	Zielblock [3.4013]	Aiming block [3.4013]	Bloque guía [3.4013]	1		
2	40.5724.200	Zielblock [3.4014]	Aiming block [3.4014]	Bloque guía [3.4014]	1		
3	40.5708.000	Schutzhülse 9,0/7,0	Protective guide 9.0/7.0	Guía de protección 9.0/7.0	2		
4	40.5704.420	Palette	Palette	Paleta	1		
5	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1		
6	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1		

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
		Titan, Titanium, Titanio	
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
4	116	3.4009.604	3.4010.604
6	158	3.4009.606	3.4010.606
8	200	3.4009.608	3.4010.608
10	242	3.4009.610	3.4010.610

O - Zahl der Löcher im Plattenschaft
Number of holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	4 - 14 Löcher · Holes · Agujeros (116 mm - 326 mm)
---------------------------------------	---



Palette für Platten 7,0ChLP - 3.4009/3.4010; Palette for 7.0ChLP plates - 3.4009/3.4010;
Paleta para placas 7,0ChLP - 3.4009/3.4010

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	40.5704.540
1	40.5704.340	Palette	Palette	Paleta	1	
2	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1	
3	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1	


Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
3	131	3.4089.603	3.4090.603
4	152	3.4089.604	3.4090.604
6	194	3.4089.606	3.4090.606
8	236	3.4089.608	3.4090.608

O - Zahl der Löcher im Plattenschaft
Number of holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros en la parte del eje de la placa

erhältlich
available
disponible

3 - 10
Löcher · Holes · Agujeros
(131 mm - 278 mm)



**Palette für Platten 7,0ChLP - 3.4089/3.4090; Palette for 7.0ChLP plates - 3.4089/3.4090;
Paleta para placas 7,0ChLP - 3.4089/3.4090**



Paleta para placas 7,6CHET - 5.40095.4030						
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.	
1	40.5709.100	Zielblock [3.4089]	Aiming block [3.4089]	Bloque guía [3.4089]	1	40.5704.360
2	40.5709.200	Zielblock [3.4090]	Aiming block [3.4090]	Bloque guía [3.4090]	1	
3	40.5708.000	Schutzhülse 9,0/7,0	Protective guide 9.0/7.0	Guía de protección 9,0/7,0	2	
4	40.5704.460	Palette	Palette	Paleta	1	
5	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1	40.5704.560
6	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Grav	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1	

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales

Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
Titan, Titanium, Titanio			
O	L [mm]	links, left, izquierda	rechts, right, derecha
2	132	3.7023.602	3.7022.602
4	174	3.7023.604	3.7022.604
6	216	3.7023.606	3.7022.606
8	258	3.7023.608	3.7022.608

O - Zahl der Löcher im Plattenschaft
Number of holes in the shaft part of the plate
Número de agujeros en la parte del eje de la placa

erhältlich available disponible	2 - 16 Löcher · Holes · Agujeros (132 mm - 426 mm)
---------------------------------------	---






**Palette für Platten 7,0ChLP - 3.7022/3.7023; Palette for 7.0ChLP plates - 3.7022/3.7023;
Paleta para placas 7,0ChLP - 3.7022/3.7023**

Paleta para placas 7,60x11 - 5.70223.7023							
Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.		
1	40.5732.100	Zielblock [3.7023]	Targeting block [3.7023]	Bloque guía [3.7023]	1	40.5704.390	40.5704.590
2	40.5732.200	Zielblock [3.7022]	Targeting block [3.7022]	Bloque guía [3.7022]	1		
3	40.5708.000	Schutzhülse 9,0/7,0	Protective guide 9.0/7.0	Guía de protección 9,0/7,0	2		
4	40.5704.490	Palette	Palette	Paleta	1		
5	12.0750.100	Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm	Container solid bottom 1/1 595x275x86mm	Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1		
6	12.0750.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Grav	Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1		

Implantate nicht enthalten; mit zusätzlichen Instrumenten
implants not included; with additional instruments
implantes no incluidos; con instrumentos adicionales


	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
H [mm]	Titan, Titanium, Titanio
5	3.3537.505
7,5	3.3537.507
9	3.3537.509
10	3.3537.510
11	3.3537.511
12,5	3.3537.512
15	3.3537.515
17,5	3.3537.517




*Spongiosa
Cancellous
Esponjosa

Mit zusätzlichen Instrumenten verwenden:
Use with additional instruments:
Usar con instrumentos adicionales:


40.5350 – Instrumentarium für Osteotomie (Katalog 11_Platten)
Instruments for osteotomy (catalogue 11_Plates)
Instrumentos para osteotomía (catálogo 11_Placas)



H [mm]	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
	Titan, Titanium, Titanio
5	3.3538.505
7,5	3.3538.507
9	3.3538.509
10	3.3538.510
11	3.3538.511
12,5	3.3538.512
15	3.3538.515
17,5	3.3538.517




Mit zusätzlichen Instrumenten verwenden:
Use with additional instruments:
Usar con instrumentos adicionales:



*Spongiosa
Cancellous
Esponjosa

40.5350 – Instrumentarium für Osteotomie (Katalog11_Platten)
Instruments for osteotomy (catalogue 11_Plates)
Instrumentos para osteotomía (catálogo 11_Placas)





40.5702.700

Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
1		Führungshülse 7,0/2,0 Guide sleeve 7.0/2.0 Guía de la broca 7,0/2,0	2	40.5705.720
2		Führungshülse 7,0/3,2 Guide sleeve 7.0/3.2 Guía de la broca 7,0/3,2	2	40.5705.732
3		Führungshülse 7,0/4,0 Guide sleeve 7.0/4.0 Guía de la broca 7,0/4,0	4	40.5705.740
4		Kompressionsführung 3,2 Compression guide 3.2 Guía de compresión 3,2	1	40.4802.732
5		Skalierter Bohrer 3,2/220 Drill with scale 3.2/220 Broca graduada 3,2/220	2	40.5650.222
6		Skalierter Bohrer 4,0/220 Drill with scale 4.0/220 Broca graduada 4,0/220	2	40.5651.222
7		Kanülierter skalierter Bohrer 5,0/2,2/220 Cannulated drill with scale 5.0/2.2/220 Broca canulada graduada 5,0/2,2/220	2	40.5652.222
8		Kirschnerdraht 2,0/220 Kirschner wire 2.0/220 Aguja Kirschner 2,0/220	4	40.4815.220
9		Plattenrepositionsschraube 4,0/180 Setting-compressing screw 4.0/180 Tornillo de ajuste-compresión 4,0/180	2	40.5706.740
10		Messlehre für Schraubenlänge Screw length measure Medidor de tornillos	1	40.5675.100
11		Tiefenmesslehre Depth measure Medidor de profundidad	1	40.4639.700
12		Schraubendrehereinsatz S3,5-1/4 Screwdriver tip S3.5-1/4 Punta de destornillador S3,5-1/4	1	40.5686.000
13		Schraubendrehereinsatz T25-1/4 Screwdriver tip T25-1/4 Punta de destornillador T25-1/4	1	40.5684.000
14		Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Torque wrench Llave dinamométrica	1	40.5270.400
15		Plattenbiegeinstrument 4/6 Bender for plates 4/6 Grifa para doblar placas doblar 4/6	2	40.4250.000
16		Führungshülse 9/3,2 Guide sleeve 9/3.2 Guía de la broca 9/3,2	1	40.5707.732
17		Führungshülse 9/5,0 Guide sleeve 9/5.0 Guía de la broca 9/5,0	1	40.5654.750
18		Führungshülse 5,0/2,0 Guide sleeve 5.0/2.0 Guía de la broca 5,0/2,0	1	40.5654.120
19		Kanülierter Schraubendrehereinsatz S5-1/4 Cannulated screwdriver tip S5-1/4 Punta de destornillador canulada S5-1/4	1	40.5687.000
20		Kanülierter Schraubendrehereinsatz T30-1/4 Cannulated screwdriver tip T30-1/4 Punta de destornillador canulada T30-1/4	1	40.5685.000
21		Kanülierter Sechskant-Schraubendreher T30 Star cannulated screwdriver T30 Destornillador canulado de estrella T30	1	40.0672.000

40.5702.700



Nr. No. N.º		Name Name Nombre	Stk. Pcs, Uds.	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo
22		Sechskant-Schraubendreher T25 Star screwdriver T25 Destornillador de estrella T25	1	40.0671.000
23		Hexagonaler Schraubendreher S3,5 Hexagonal screwdriver S3.5 Destornillador hexagonal S3,5	1	40.0320.000
24		Kanülierter Schraubendreher S5 Cannulated screwdriver S5 Destornillador canulado S5	1	40.4817.000
25		Gewindebohrer 7,0ChLP-5,0 Tap 7.0ChLP - 5.0 Macho de roscar 7,0ChLP-5,0	1	40.5646.000
26		Gewindebohrer HA 4,5 Cortical tap HA 4.5 Macho de roscar cortical HA 4,5	1	40.5647.000
27		Dreiarmliger Schraubendreher Screwdriver Destornillador	1	40.4746.000
28		Behälter für Instrumente für Platten 7,0ChLP Stand for instrument set of 7.0ChLP plate Contenedor para set instrumental de las placas 7,0ChLP	1	40.5703.700
		Behälter mit solidem Boden 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Contenedor de fondo sólido 1/1 595x275x86mm	1	12.0750.100
		Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/1 595x275x15mm Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm gray Tapa de aluminio perforada 1/1 595x275x15mm Gris	1	12.0750.200

7,0ChLP Schraube Ø5,0 7.0ChLP Screw Ø5.0 7,0ChLP Tornillo Ø5,0



Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
Titan, Titanium, Titanio	
L [mm]	
16	3.1448.016 3.5210.016
18	3.1448.018 3.5210.018
20	3.1448.020 3.5210.020
22	3.1448.022 3.5210.022
24	3.1448.024 3.5210.024
26	3.1448.026 3.5210.026
28	3.1448.028 3.5210.028
30	3.1448.030 3.5210.030
32	3.1448.032 3.5210.032
34	3.1448.034 3.5210.034
36	3.1448.036 3.5210.036
38	3.1448.038 3.5210.038
40	3.1448.040 3.5210.040
42	3.1448.042 3.5210.042
44	3.1448.044 3.5210.044
46	3.1448.046 3.5210.046
48	3.1448.048 3.5210.048
50	3.1448.050 3.5210.050
52	3.1448.052 3.5210.052
54	3.1448.054 3.5210.054
56	3.1448.056 3.5210.056
58	3.1448.058 3.5210.058
60	3.1448.060 3.5210.060
65	3.1448.065 3.5210.065
70	3.1448.070 3.5210.070
75	3.1448.075 3.5210.075
80	3.1448.080 3.5210.080
85	3.1448.085 3.5210.085
90	3.1448.090 3.5210.090
95	3.1448.095 3.5210.095

Kortikalisschraube Ø4,5 Cortical screw Ø4.5 Tornillo cortical Ø4,5







Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
Titan, Titanium, Titanio	
L [mm]	
20	3.1443.020 3.1471.020
22	3.1443.022 3.1471.022
24	3.1443.024 3.1471.024
26	3.1443.026 3.1471.026
28	3.1443.028 3.1471.028
30	3.1443.030 3.1471.030
32	3.1443.032 3.1471.032
34	3.1443.034 3.1471.034
36	3.1443.036 3.1471.036
38	3.1443.038 3.1471.038
40	3.1443.040 3.1471.040
42	3.1443.042 3.1471.042
44	3.1443.044 3.1471.044
46	3.1443.046 3.1471.046
48	3.1443.048 3.1471.048
50	3.1443.050 3.1471.050
52	3.1443.052 3.1471.052
54	3.1443.054 3.1471.054
56	3.1443.056 3.1471.056
58	3.1443.058 3.1471.058
60	3.1443.060 3.1471.060
65	3.1443.065 3.1471.065
70	3.1443.070 3.1471.070
75	3.1443.075 3.1471.075
80	3.1443.080 3.1471.080
85	3.1443.085 3.1471.085
90	3.1443.090 3.1471.090
95	3.1443.095 3.1471.095

Kern Ø core Núcleo		4,0
Skalierter Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5651.222	4,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5705.740	7,0/4,0
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5686.000	S3,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5684.000	T25

Kern Ø core Núcleo		3,0
Bohrer für Gewindeloch Ø drill bit for thread hole Broca para agujero roscado	40.5650.222	3,2
Kompressionsführung compression guide Guía de compresión	40.4802.732	3,2
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5686.000	S3,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5684.000	T25



7,0ChLP Spongiaschraube Ø5,4
7.0ChLP Cancellous screw Ø5.4
7,0ChLP Tornillo esponjosa Ø5,4





			
Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio		
35	3.1380.035	3.5232.035	
40	3.1380.040	3.5232.040	
45	3.1380.045	3.5232.045	
50	3.1380.050	3.5232.050	
55	3.1380.055	3.5232.055	
60	3.1380.060	3.5232.060	
65	3.1380.065	3.5232.065	
70	3.1380.070	3.5232.070	
75	3.1380.075	3.5232.075	
80	3.1380.080	3.5232.080	



Kern Ø core Núcleo		3,2
Skaliertes Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5650.222	3,2
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5705.732	3,2
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5686.000	S3,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5684.000	T25

7,0ChLP Konische selbstschneidende Schraube Ø5,0
7.0ChLP Conical self - tapping screw Ø5.0
7,0ChLP Tortillo cónico auto-roscante Ø5,0



				
	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo			
	L [mm]	Titan, Titanium, Titanio		
30	3.1449.030		3.5216.030	
35	3.1449.035		3.5216.035	
40	3.1449.040		3.5216.040	
45	3.1449.045		3.5216.045	
50	3.1449.050		3.5216.050	
55	3.1449.055		3.5216.055	
60	3.1449.060		3.5216.060	
65	3.1449.065		3.5216.065	
70	3.1449.070		3.5216.070	
75	3.1449.075		3.5216.075	
80	3.1449.080		3.5216.080	
85	3.1449.085		3.5216.085	
90	3.1449.090		3.5216.090	

7,0ChLP Kanülierte konische Schraube 7,3x16/30H
7.0ChLP Conical cannulated screw 7.3x16/30H
7,0ChLP Tornillo cónico canulado 7,3x16/30H




		Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	
L [mm]	Titan, Titanium, Titanio		
50	3.1665.050	3.5224.050	
55	3.1665.055	3.5224.055	
60	3.1665.060	3.5224.060	
65	3.1665.065	3.5224.065	
70	3.1665.070	3.5224.070	
75	3.1665.075	3.5224.075	
80	3.1665.080	3.5224.080	
85	3.1665.085	3.5224.085	
90	3.1665.090	3.5224.090	
95	3.1665.095	3.5224.095	

Kern Ø core Núcleo		5,2
Kirschnerdraht Ø Kirschner wire Aguja Kirschner	40.4815.220	2,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5654.120/750	5,0/2,0
Skaliertes Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5652.220	5,0/2,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5654.150	5,0
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5687.000	S5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5685.000	T30

Kern Ø core Núcleo		4,0
Skaliertes Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5651.222	4,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5705.740	7,0/4,0
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5686.000	S3,5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5684.000	T25

7,0ChLP Spongiaschraube Ø6,5 7.0ChLP Cancellous screw Ø6.5 7,0ChLP Tornillo esponjosa Ø6,5




Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo

L [mm]	Titan, Titanium, Titanio	
30	3.1383.030	3.5228.030
35	3.1383.035	3.5228.035
40	3.1383.040	3.5228.040
45	3.1383.045	3.5228.045
50	3.1383.050	3.5228.050
55	3.1383.055	3.5228.055
60	3.1383.060	3.5228.060
65	3.1383.065	3.5228.065
70	3.1383.070	3.5228.070
75	3.1383.075	3.5228.075
80	3.1383.080	3.5228.080
85	3.1383.085	3.5228.085
90	3.1383.090	3.5228.090
95	3.1383.095	3.5228.095

selbstschneidend
self-tapping
auto-roscante

7,0ChLP Kanülierte Schraube Ø7,3 7.0ChLP Cannulated screw Ø7.3 7,0ChLP Tornillo canulado Ø7,3



Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo


L [mm]	Titan, Titanium, Titanio	
30	3.1664.030	3.5221.030
35	3.1664.035	3.5221.035
40	3.1664.040	3.5221.040
45	3.1664.045	3.5221.045
50	3.1664.050	3.5221.050
55	3.1664.055	3.5221.055
60	3.1664.060	3.5221.060
65	3.1664.065	3.5221.065
70	3.1664.070	3.5221.070
75	3.1664.075	3.5221.075
80	3.1664.080	3.5221.080
85	3.1664.085	3.5221.085
90	3.1664.090	3.5221.090
95	3.1664.095	3.5221.095
100	3.1664.100	3.5221.100

selbstbohrend
self-drilling
autoperforante

Kern Ø core Núcleo		3,2
Skalierter Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5650.222	3,2
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5707.732	3,2
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5687.000	S5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5685.000	T30

Kern Ø core Núcleo		5,2
Kirschnerdraht Ø Kirschner wire Aguja Kirschner	40.4815.220	2,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5654.120/750	5,0/2,0
Skalierter Bohrer Ø drill with scale Broca graduada	40.5652.220	5,0/2,0
Führungshülse guide sleeve Guía de la broca	40.5654.150	5,0
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5687.000	S5
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip Punta de destornillador	40.5685.000	T30

7,0ChLP Widerstandsschraube 7.0ChLP Distance screw 7,0ChLP Tornillo de distancia



Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo

L [mm]	Titan, Titanium, Titanio	
8	3.1448.008	3.5219.008

7,0ChLP Schraube für Cerclage 7.0ChLP Cerclage screw 7,0ChLP Tornillo para cerclaje



Kat.-Nr.,
Catalogue no.
Número de catálogo

Titan, Titanium, Titanio

3.1221.070

*Maximaler Drahtdurchmesser 1,5mm
Wire diameter max. 1.5 mm
Diámetro máximo de alambre 1.5 mm

Dreiarmliger Schraubendreher
Screwdriver
Destornillador

40.4746

Behälter für Schrauben 7,0ChLP; Stand for screws 7.0ChLP; Contenedor para tornillos 7,0ChLP

Nr. No. N.º	Kat.-Nr., Catalogue no. Número de catálogo	Name	Name	Nombre	Stk. Pcs Uds.
1	40.5749.400	Behälter für Schrauben 7,0ChLP	Stand for screws 7.0ChLP	Contenedor para tornillos 7,0ChLP	1
2	12.0751.102	Behälter mit solidem Boden 1/2 306x272x135mm	Container solid bottom 1/2 306x272x135mm	Contenedor de fondo sólido 1/2 306x272x135mm	1
3	12.0751.200	Perforierter Aluminiumdeckel grau 1/2 306x272x15mm	Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray	Tapa de aluminio perforada 1/2 306x272x15mm Gris	1

40.5749.700

Implantate nicht enthalten; implants not included; implantes no incluidos



40.5749.600



40.5749.700

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

0.5714.120 27
3.1214 35, 36, 37, 46, 47, 48, 50, 54
3.1220 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 33, 53
3.1221 54, 68
3.1283 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53
3.1289 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53
3.1289.006 53
3.1290 54
3.1306 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
3.1379 54
3.1380 67
3.1383 62, 63, 68
3.1443 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66
3.1448 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68
3.1449 67
3.1471 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66
3.1664 57, 61, 68
3.1665 67
3.3155 56
3.3157 39
3.3537 62
3.3538 63
3.4009 59
3.4010 59
3.4011 41
3.4012 41
3.4013 58
3.4014 58
3.4022 34
3.4023 57
3.4024 57
3.4025 35
3.4026 35
3.4031 29
3.4032 29
3.4033 43
3.4034 42
3.4037 7, 9
3.4038 7, 9
3.4039 44
3.4040 44
3.4041 7, 8
3.4042 7, 8
3.4043 7, 10
3.4044 7, 10

3.4045 7, 9
3.4046 7, 9
3.4047 7, 8
3.4048 7, 10
3.4049 5
3.4050 5
3.4051 45
3.4052 45
3.4053 6
3.4054 6
3.4057 38
3.4058 38
3.4059 38
3.4060 38
3.4061 16
3.4062 30
3.4063 17
3.4064 17
3.4065 30
3.4066 18
3.4067 19
3.4068 19
3.4069 20
3.4070 21
3.4071 21
3.4072 26
3.4073 18
3.4074 25
3.4075 25
3.4081 40
3.4084 24
3.4085 22
3.4086 22
3.4087 23
3.4088 23
3.4089 60
3.4090 60
3.4097 49
3.4098 49
3.5164 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 33
3.5165 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33
3.5200 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
3.5205 54
3.5207 53
3.5207.006 53
3.5210 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66
3.5216 67
3.5219 68
3.5221 57, 61, 68

3.5224 67
3.5225 35, 36, 37, 46, 47, 48, 50, 54
3.5228 62, 63, 68
3.5231 54
3.5232 67
3.7000 47
3.7001 47
3.7002 48
3.7003 48
3.7014 36
3.7015 36
3.7020 29
3.7021 15
3.7022 61
3.7023 61
3.7024 12
3.7025 12
3.7026 12
3.7027 12
3.7028 13
3.7029 46
3.7030 46
3.7033 50
3.7034 50
3.7035 50
3.7048 37
3.7049 37
12.0750.100 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65
12.0750.200 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65
12.0751 14
12.0751.100 11, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
12.0751.102 55, 69
12.0751.200 11, 14, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 69
30.3303.000 14, 28, 31
40.0320.000 65
40.0321.000 51
40.0669.000 14, 28, 32, 33
40.0670.000 51
40.0671.000 65
40.0672.000 65
40.2049.220 53
40.2063.180 14, 28, 31, 33
40.2063.220 54
40.2063.222 51
40.2548.000 52
40.4146.000 31
40.4250.000 51, 64

40.4592.220 51
40.4639.500 51
40.4639.700 64
40.4640.000 14, 28, 32
40.4643.000 14, 28
40.4746.000 52, 65, 68
40.4802.032 66
40.4802.732 64
40.4804.025 53
40.4804.700 51
40.4814.000 14, 28, 31
40.4815.220 64, 67, 68
40.4817.000 65
40.4818.000 14, 28
40.4896.018 14, 28, 31, 33
40.4897.018 14, 28, 33
40.5270.400 64
40.5350 62
40.5394.501 43
40.5633 14, 28
40.5633.100 31
40.5635.100 51
40.5646.000 65
40.5647.000 65
40.5650.220 66, 67, 68
40.5650.222 64
40.5651.220 66
40.5651.222 64
40.5652.220 67
40.5652.222 64
40.5653.222 51, 53
40.5654.120 64, 67
40.5654.150 67
40.5654.750 64
40.5661.000 52
40.5668.700 52
40.5671.000 42
40.5672.000 42, 44, 45, 47, 48, 49
40.5673.018 54
40.5673.025 54
40.5673.028 53
40.5673.715 51
40.5673.718 51
40.5673.725 51
40.5673.728 51
40.5674.728 51
40.5675.100 51, 64
40.5676.000 51, 53, 54
40.5677.000 51, 53, 54
40.5682 14
40.5682.000 28, 31, 33
40.5684.000 64, 66, 67

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

40.5685.000	65, 67, 68
40.5686.000	64, 66, 67
40.5687.000	65, 67, 68
40.5702.700	64, 65
40.5703.700	65
40.5704.310	57
40.5704.320	58
40.5704.340	59
40.5704.350	56
40.5704.360	60
40.5704.390	61
40.5704.410	57
40.5704.420	58
40.5704.460	60
40.5704.490	61
40.5704.510	57
40.5704.520	58
40.5704.540	59
40.5704.550	56
40.5704.560	60
40.5704.590	61
40.5705.032	67
40.5705.040	66
40.5705.720	64
40.5705.732	64
40.5705.740	64
40.5706.740	64
40.5707.020	68
40.5707.032	68
40.5707.732	64
40.5708.000	57, 58, 60, 61
40.5709.100	60
40.5709.200	60
40.5711.100	11, 27
40.5712.000	28
40.5713	14
40.5713.020	11
40.5713.030	14
40.5713.110	11
40.5714.020	27
40.5723.100	45
40.5723.200	45
40.5724.100	58
40.5724.200	58
40.5725.100	57
40.5725.200	57
40.5726.100	44
40.5726.200	44
40.5728.100	47, 48
40.5728.200	47, 48
40.5729.100	47, 48
40.5729.200	47, 48
40.5731.100	49

Kat. - Nr. Seite
Catalogue no. Page
Número de catálogo Página

40.5731.200	49
40.5732.100	61
40.5732.200	61
40.5741	31
40.5741.100	31
40.5748.400	55
40.5748.500	55
40.5748.600	55
40.5748.700	55
40.5749.500	69
40.5749.600	69
40.5749.700	69
40.5758.010	42
40.5758.020	41
40.5758.050	39
40.5758.060	43
40.5758.070	44
40.5758.080	45
40.5758.100	34
40.5758.110	47, 48
40.5758.120	49
40.5758.130	36
40.5758.140	35
40.5758.150	35
40.5758.160	50
40.5758.210	42
40.5758.270	44
40.5758.280	45
40.5758.310	47, 48
40.5758.320	49
40.5758.510	42
40.5758.520	41
40.5758.550	39
40.5758.560	43
40.5758.570	44
40.5758.580	45
40.5758.600	34
40.5758.610	47, 48
40.5758.620	49
40.5758.630	36
40.5758.640	37
40.5758.650	35
40.5758.660	50
40.5758.690	46
40.5912.222	51, 54
40.5997	35



ChM Ltd.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
POLAND
tel.: +48 85 713 13 20
fax: +48 85 713 13 19
www.chm.eu